

Problem 4 – Problem att automatiskt logga in, om användaren har fler än ett giltigt Certifkat på sitt SITHS kort.

NetID Administration

Om man tittar i NetID adminstration så kan man se att denna användaren har flera giltiga certifkat som gör "samma sak".

Administration	- Net iD					
Arkiv Aktivitet	Hjälp					
	SITHS-kort 9752 2949 357 0542 9297					
CardMan 3x21 0	E-legtimetioner Ottentiga lådan Privata lådan					
	Innehavare	Utfärdare	Sista giltighe			
Net iD Komponenter	Kommun Kommun Kommun Markov Kommun Markov Kommun Markov Kommun Markov Kommun	Telia e-legitimation HW CA v3, TeliaSonera Sverige AB Telia e-legitimation HW CA v3, TeliaSonera Sverige AB SITHS Type 1 CA v1, Inera AB	2020-10-15 2020-10-15 2020-10-13 2020-10-15 2020-10-13 2020-10-15 2032-03-29			

Även vid inloggningspromten kan vi se att det finns, i detta fallet två certfikat. Användaren väljer ett certifikat och loggar in

Windows-säkerhe	t	×
Ange dina a Ange PIN-kod WFALMITVS03	autentiseringsuppgifter en för smartkortet när du vill ansluta ti 2.Itdalarna.se	11
SITHS eID	Kommun MAS PIN-kod	
SITHS eID	Kommun	2
	0	K Avbryt

(M) i) (T)



2.4.2 Inloggningsprocessen stannar



Man kan fortsätta genom att manuellt klicka på "Sign in options" och välja ett av certifikaten.

(e)	Other user
	Smart card sion-in
	PIN
	Username hint
	Sign-in options
Man kan fortfara man måste välja	ande logga in, men ett certifikat manuell rickaden manuellt
och sedan ange	pinkouen manueitt

Även Take Care detekterar 2 certifikat och man måste välja ett av dessa.



Take Care	
Välj certifikat 🛛 🗙	
Giltigt till 2020-10-13	
Gilögt til 2020-10-15	
© 2016 CompuGroup Medical. All rights reserved.	3

2.4.3 Lösning

MITT

Ta bort det certifikat som inte används, via NetID administration

SITHS-kort				
E-legitimationer Offentliga lådan Privata lådan				
Innehavare		Utfärdare	Sista giltighe	
		Telia e-legitimation HW CA v3, TeliaSonera Sverige AB	2020-10-15	
		SITHS Type LCA vL Inera AB	2020-10-13	
E SITHS Root CA v1,	Visa Lägg till Exportera Ta bort	SITHS Type 1 CA v1, Inera AB SITHS Type 1 CA v1, Inera AB SITHS Root CA v1, Inera AB	2020-10-15 2020-10-15 2032-03-29	