 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 123603 123612	Diarienummer LD16/03216	
	Dokumentnamn Riktlinje – hjullyftar och stationära lyftar	Version 2	Sida nr (av) 1(3)	
	Framtagen av Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	Godkänd och fastställd av LOK-gruppen	Fastställt datum 2010-04-22	Giltig från 2010-04-22

Rekommenderad förskrivare

Leg. Arbetsterapeut eller Leg. Sjukgymnast.

Kriterier

Person med nedsatt rörelseförmåga vilken ger aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att självständigt:

- ändra grundläggande kroppsställningar
- förflytta sig från en plats till en annan eller göra överflyttning från en yta till en annan

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta förflyttning självständigt eller med hjälp av annan person.

Typ av lyft som kan förskrivas

ISO 123603 Mobil, elektrisk golvlyft.

Är att föredra om det finns behov av överflyttning på olika platser i bostaden eller om behovet av lyft är tillfälligt.

ISO 123612 Stationär lyft, taklyft.

Är att föredra om behovet av lyft är varaktigt, överflyttningen görs alltid på ett och samma ställe eller om överflyttningen sker i trånga utrymmen.

Risk för patient/brukare

Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada.

Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del av tillverkarens anvisningar och att lyften och lyftselen används på det sätt som tillverkaren avser, för att minimera risken för handhavandefel.


Det är viktigt att lyften används i kombination med rätt utprovad lyftsele och lyftbygel för att minimera t ex urglidningsrisk och klämrisk.

Råd i förskrivningsprocessen

Behovsbedömning

Överflyttning med personlyft innebär en passiv förflyttning för patienten/brukaren. Därför är det viktigt att andra överflyttningstekniker och hjälpmedel såsom t ex vridplatta eller överflyttningssplattform först har provats eller bedömts vara otillräckliga eller olämpliga utifrån den enskildes medicinska status eller totala omvårdnadssituation.

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar för patienten/brukarens behov kan personlyft inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel. Om oenighet uppstår är det viktigt med samverkan mellan till

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 123603 123612	Diarienummer LD16/03216	
	Dokumentnamn Riktlinje – hjullyftar och stationära lyftar	Version 2	Sida nr (av) 2(3)	
	Framtagen av Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	Godkänd och fastställd av LOK-gruppen	Fastställt datum 2010-04-22	Giltig från 2010-04-22

exempel brukaren/närstående, enhetschef, företagshälsovård och förskrivaren.

För att välja rätt modell av lyft är det viktigt att ta hänsyn till patienten/brukarens förutsättningar och aktivitetsnivå under hela dygnet. Sker överflyttningarna i flera olika rum, från sittande eller liggande, från golv, stol eller säng? Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer. Ta även hänsyn till miljön där lyften ska användas.

Det finns inte skrivet i lag eller författningar om antal personal vid arbete med lyft. Rekommendationen är att man skall vara två personer eftersom man kan behöva vara flera vid andra moment som till exempel att assistera patienten/brukaren till rullstol på ett acceptabelt sätt. Det är viktigt vid bedömningen att se till hela överflyttningsmomentet och inte enbart själva hanteringen av lyften.

Prova ut, anpassa och välja lämplig lyft, lyftsele och lyftbygel

För att lyften ska kunna användas skall en lyftsele och lyftbygel provas ut. Lyftselen skall vara ett individuellt förskrivet hjälpmedel. Om lyftsele från en leverantör användas i kombination med lyftbygel från annan leverantör skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se.

Tänk på att det finns flera bredder och modeller av lyftbyglar.

Tänk på att förskrivna lyft skall passa till eventuellt tidigare förskrivna hjälpmedel såsom t ex rullstol och säng.


Instruera, träna och informera

Det är förskrivarens ansvar att, informera patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal om handhavande, laddning och skötsel av lyften samt applicering och borttagande av lyftselen.

Det är viktigt att planera förflyttningen så att det är så kort sträcka som möjligt för patienten/brukaren att förflyttas över öppet golv.

Enligt arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att se till att all personal har erforderlig kunskap om de hjälpmedel som användas kring brukaren/patienten.

Förskrivaren ansvarar för att informera om tillverkarens anvisning avseende periodisk inspektion av lyftselar. För vidare information läs i kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se. Defekta lyftselar skall kasseras.

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 123603 123612	Diarienummer LD16/03216
		Version 2	Sida nr (av) 3(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – hjullyftar och stationära lyftar	Fastställt datum 2010-04-22	
	Framtagen av Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	Godkänd och fastställd av LOK-gruppen	Giltig från 2010-04-22

Uppföljning och utvärdering

Arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för uppföljning. Vid uppföljning utvärderas om lyft och lyftsele uppfyller uppgjorda mål och om ev korrigeringsåtgärder behöver göras.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.

Taklyft skall monteras och installationsbesiktigas av LD Hjälpmedel innan den tas i bruk, detta reglerat enligt avtal. Även demontering av taklyft skall utföras av LD Hjälpmedel.

Tak- och hjullyftar skall årligen besiktigas enligt tillverkarens anvisningar vilket utförs av LD Hjälpmedel reglerat enligt avtal.