 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 123604	Diarienummer LD16/03218
		Version 2	Sida nr (av) 1(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – Mobil uppresningslyft/Stålyft	Fastställt datum 2010-04-22	
	Framtagen av Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	Godkänd och fastställd av LOK-grupp	Giltig från 2010-04-22

Rekommenderad förskrivare

Leg. Arbetsterapeut eller Leg. Sjukgymnast.

Kriterier

Person med nedsatt rörelseförmåga vilken ger aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att:

- förflytta sig från en plats till en annan
- självständigt sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning
- bibehålla stående ställning utan stöd

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra och underlätta stående förflyttning med hjälp av annan person.

Typ av lyft som kan förskrivas

ISO 123604 Mobila uppresningslyftar/stålyftar.

Risk för personskada

Det finns viss risk för tillbud vid användning som kan orsaka personskada.

Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del av tillverkarens anvisningar och att uppresningslyften och uppresningsselen/västen används på det sätt som tillverkaren avser, för att minimera risken för handhavandefel.

Risk för skador i axellederna om patienten/brukaren inte aktivt kan medverka vid uppresningen.


Råd i förskrivningsprocessen

Behovsbedömning

Det är viktigt att bedöma patienten/brukarens rörelseförmåga innan en uppresningslyft provas ut. Förflyttning med en uppresningslyft möjliggör en aktivare förflyttning än den som sker med en mobil golvlyft samt ger möjlighet till stående.

Patienten/brukaren skall ha tillräcklig muskelkraft och ledstabilitet för att kunna bibehålla stående ställning med stöd. Patienten/brukaren måste aktivt kunna medverka vid uppresningen och följa med när lyftarmen höjs. Klarar inte patienten/brukaren detta finns risk att uppresningsselen/västen glider upp i armhålorna med risk för skador i axellederna.

Det är viktigt att ta hänsyn till patienten/brukarens förutsättningar och aktivitetsnivå under hela dygnet. Tänk på att behovet av hjälp kan variera i olika situationer och vid olika tidpunkter. Uppresningslyften kan vara aktuell på förmiddagen när patienten/brukaren är pigg, men annan typ av förflyttning

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik Hjälpmedelsguide	ISO-kod 123604	Diarienummer LD16/03218
		Version 2	Sida nr (av) 2(3)
	Dokumentnamn Riktlinje – Mobil uppresningslyft/Stålyft	Fastställt datum 2010-04-22	
	Framtagen av Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	Godkänd och fastställd av LOK-grupp	Giltig från 2010-04-22

används på eftermiddagen/kvällen då patienten/brukaren är trött och inte klarar att vara aktiv under själva uppresningen.

Vid förflyttning säng till stol, kontrollera att patienten/brukaren kan medverka i uppresningen från liggande till sittande på sängkanten, d v s sitta på sängkanten med eller utan stöd.

Det finns inte skrivet i lag eller författningar om antal personal vid arbete med lyft. Rekommendationen är att man skall vara två personer eftersom man kan behöva vara flera vid andra moment som till exempel att assistera patienten/brukaren till rullstol på ett acceptabelt sätt. Det är viktigt att se till hela överflyttningmomentet och inte enbart själva hanteringen av lyften vid bedömning.

Om förskrivaren bedömer att annan förflyttningsteknik bättre svarar för patienten/brukarens behov kan uppresningslyft inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel. Det är då viktigt med samverkan mellan till exempel brukaren/närstående, enhetschef, företagshälsovård och förskrivare.

Kan personen inte vara aktiv under uppresningsmomentet ska inte denna typ av lyft förskrivas.

Prova ut, anpassa och välj lämplig specifik produkt

För att uppresningslyften skall kunna användas måste en uppresningssele/väst provas ut. Selen ska vara ett individuellt förskrivet hjälpmedel. Kombinationer med uppresningssele/västar från ett annat fabrikat än uppresningslyften får ej göras. Observera att dessa sele inte finns provade i kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se.

Tänk på att det finns olika modeller av lyftbyglar och uppresningssele/västar.


Instruera, träna och informera

Det är förskrivarens ansvar att informera patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal om handhavande, laddning och skötsel av uppresningslyften samt applicering och borttagande av uppresningssele/västen.

Det är viktigt att planera förflyttningen så att det är så kort sträcka som möjligt för patienten/brukaren att förflyttas över öppet golv.

Enligt arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har erforderlig kunskap om de hjälpmedel som ska användas kring brukaren/patienten.

Förskrivaren ansvarar för att informera om tillverkarens rekommendationer avseende periodisk inspektion av lyftsele. För vidare information läs i kombinationsdatabasen på www.hmcsverige.se. Defekta uppresningssele/västar skall kasseras.

 Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna	Rubrik	ISO-kod	Diarienummer
	Hjälpmedelsguide	123604	LD16/03218
		Version	Sida nr (av)
		2	3(3)
	Dokumentnamn	Fastställt datum	
	Riktlinje – Mobil uppresningslyft/Stålyft	2010-04-22	
	Framtagen av	Godkänd och fastställd av	Giltig från
	Produktgrupp Förflyttning, sängar och lyftar	LOK-grupp	2010-04-22

Uppföljning och utvärdering

Arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för uppföljning. Vid uppföljning utvärderas om uppresningslyft och uppresningssele/väst uppfyller uppgjorda mål och om ev korrigeringsåtgärder behöver göras. Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning då patienten/brukarens status kan förändras.

Leverantör av hjälpmedel och tjänster

Hjälpmedelscentralen enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel.

Uppresningslyftarna skall besiktigas enligt tillverkarens anvisningar vilket utförs av LD Hjälpmedel reglerat enligt avtal.