

Inköp stoppat av sittdynor Contur och Consept

Leverantör: Care of sweden



Det har upptäckts problem med fukt i sittdyna Contur. Det är fukt inuti den plastförpackning som skyddar sittdynan. I vissa fall har fukten utvecklats till mögel på dynöverdraget och bruksanvisningen. Vi har därför valt att tillfälligt **stoppa alla inköp och leveranser** av sittdyna Contur. Även sittdyna Consept kan vara påverkad därför är den också stoppad.

Vi kommer att ta bort samtliga Contur och Conseptdynor från obemannade förråd på lasaretten och de som finns på DHCs huvudlager för vidare utredning.

För att lösa behovet av enklare tryckfördelande sittdynor har vi valt att lagerlägga sittdyna Nima 600 Standard i de vanligaste måtten:

35x40, 40x40, 40x45, 45x40, 45x45, 50x45

Valet av ersättningsdyna gjordes utifrån att den har liknande höjd och form som Contur samt i ungefär samma prisklass. Sittdynan kan placeras i samtliga modeller av manuella rullstolar.

Om ni har fått sittdynor som ni upptäcker innehåller fukt, var god kontakta Team Sitta Stå Träna på mailadress

teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Lättaste sättet att se/känna fukten är att öppna plastförpackningen och känna på bruksanvisningen som ligger med sittdynan. Är den fuktig så rekommenderar vi i dagsläget att dynan ej ska användas.

Med vänliga hälsningar

Team Sitta Stå Träna

Postadress

Box 712
791 29 Falun

Besöksadress

Region Dalarna
Vasagatan 27
Falun

Kontakt

023-49 00 00
www.regiondalarna.se
232100-0180

Handläggare

Kristina Johansson
Hjälpmedelskonsulent
0243-497879