

Sortiment Medicinska Behandlingshjälpmedel

Vägledning vid förskrivning av

Inhalator

Inhalator för ventilatorkrets

Slemsug

Hostmaskin

Datum 2023-06-12	Diarienummer	I samarbete med
Giltigt t.o.m 2026-06-12	Versionsnummer 2.0	
Godkänt av Anteskog Carina /Hjälpmedel Dalarna /Borlänge		





Innehåll

1	Kontaktuppgifter allmänt	4
2	Inhalatorer.....	5
2.1	Vägledning vid förskrivning av inhalator	5
3	Inhalator InnoSpire Delux Stationär Art nr: 509 93	6
3.1	Tillbehör InnoSpire Delux	6
4	Inhalator Pari Boy Classic Stationär Art nr: 454 99.....	7
4.1	Tillbehör till Pari Classic	7
5	Inhalator Pari Turbo Boy SX Stationär Art nr: 454 99	8
5.1	Tillbehör till Pari Turbo Boy SX.....	8
6	Inhalator Pari Velox Portabel Art nr: 582 36	9
6.1	Tillbehör till Pari Velox.....	9
7	Inhalator MicroMesh HL100 Art nr: 509 94.....	10
7.1	Tillbehör till MicroMesh HL100	10
8	Inhalator för ventilatorkrets Aerogen Solo Art nr 582 18.....	11
8.1	Tillbehör till Aerogen Pro	11
9	Inhalator Pari eFlow Rapid portabel Art nr: 475 41	12
9.1	Tillbehör till Pari eFlow Rapid	12
10	Slemsugar.....	13
10.1	Vägledning vid förskrivning av Slemsugar.....	13
11	Slemsug Vario Stationär Art nr: 237 93.....	14
11.1	Tillbehör Vario.....	14
12	Slemsug Clario Toni Portabel Art nr: 582 37	15
12.1	Tillbehör till Clario Toni	15
13	Hostmaskin.....	16
13.1	Vägledning vid förskrivning av Hostmaskin	16
14	Hostmaskin Cough Assist E70 Art nr: 446 73.....	17
14.1	Förbrukningsartiklar Cough Assist E70	17
14.2	Tillbehör Cough Assist E 70.....	18

1 Kontaktuppgifter allmänt

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice Beställning, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 70 Tele Q
Lungmottagning Falun	023 - 49 25 27

Återlämning av Hjälpmedel

[Frågor och svar om hjälpmedel - Region Dalarna](#)

Kostnadsansvar

Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats.

Förskrivaren betalar, uppföljningsansvarig är kostnadsansvarig. Förskrivaren står för eventuella re ordinationer (flergångs- och flerårsförskrivning) under hela re ordinationsperioden (gäller Ortopedtekniska hjälpmedel och Hårsättning)

Hjälpmedel förskrivna av Läkare- och/eller Logoped är alltid regionens hela ansvar.

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar. Hjälpmedelsavgiften ingår under högkostnadsskyddet.

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget dvs peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift.

Hjälpmedelspolicy, Rehabilitering habilitering och hjälpmedel

[Hjälpmedelspolicy](#)

[Rehabilitering habilitering och hjälpmedel inklusive hantering av kostnader](#)

2 Inhalatorer

2.1 Vägledning vid förskrivning av inhalator

Förskrivare:	Läkare inom Lungmedicin, Allergologi, Invärtesmedicin, Barnmedicin, Distriktsläkare vid vårdcentral
Kriterier:	Brukare med astma, kronisk luftvägssjukdom eller Cystisk fibros
Mål med hjälpmedlet:	Adekvat deposition av läkemedel för en förbättrad andningsfunktion
Utprovningrutiner:	Förnyad förskrivning kan ske av delegerad sjuksköterska/Sjukgymnast på lungkliniken eller distriktsläkare/Astmasköterska i de fall där behandlingsansvaret övertagits av primärvården. Läkemedel förskrivs på recept och utlämnas via apotek. Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning:	Rutiner ska finnas på förskrivande klinik
Brukarens ansvar:	Följa förskrivarens rekommendationer/leverantörens bruksanvisning. Bekostar batterier om sådana ändvänder Brukare beställer själv Årsförpackning hos Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC:s ansvar:	Avhjälpande underhåll
Dubbel förskrivning:	I undantagsfall
Tillbehör:	T.ex. Smartmask beställs på Dalarnas Hjälpmedelscentral Debiteras förskrivaren/beställaren
Förbrukningsartiklar:	Årsförpackning (nebulisator, slang, filter) beställs på Dalarnas Hjälpmedelscentral av brukare Ingår i hyran
Kostnadsansvar:	Förskrivande enhet
Kommentar:	Inhalatorer ska inte förskrivas på hjälpmedelskort i Region Dalarna

3 Inhalator InnoSpire Delux Stationär Art nr: 509 93

Leverantör: Philips AB www.philips.se



UPPHANDLAD

Leverantören kan ej leverera för tillfället. Finns dock ett antal maskiner att tillgå men det saknas kompletta årsförpackningar med nebulisator och masker, beräknas ev. inkomma under augusti 2023

Alternativ kan vara inhalator Pari BOY Classic eller Pari BOY SX beroende på tillgång

OBSERVERA

(Levereras med SideStream Nebulisator kpl m munstycke, en vuxenmask och en barnmask)

3.1 Tillbehör InnoSpire Delux

		Artikelnummer
	SideStream Nebulisator kpl m munstycke en vuxenmask och en barnmask Ingår i hyran	514 42
	Filter 4-pack Ingår i hyran	514 44
Bild saknas	Nebuliserings slang rak 1,8m Ingår i hyran	427 57

4 Inhalator Pari Boy Classic Stationär Art nr: 454 99

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com







GENERELL PRISLISTA

Alternativet till InnoSpire Delux

OBSERVERA

- Levereras endast med munstycke
- Eventuell mask beställs separat

4.1 Tillbehör till Pari Classic

	Årsförpackning	374 95
	Filterhållare PARI boy Classic med filter	607 76
	Mask Pari Smartmask vuxen för pari m vinkelrör	326 20
	Mask PARI vuxenmask PP mjuk	425 02
	Mask PARI barn fr 4 år PP mjuk	425 03
	Mask Pari Smartmask Barn äldre än 2år	391 02
	Pari filterhållare vinkel munstycke Vid inhalation av tex. antibiotika	407 73
	Filter (pads) till filterhållare 100st/fp Vd inhalation av tex. antibiotika	407 72
Bild saknas	Tracheo Set Pari	525 76
	Y-stycke	525 77
	Utandningsventil	525 78
Bild saknas	Mask PARI barn	
	0 Spädbarn	582 56
	1 0-1 år	582 57
	2 1-3 år	582 58
	3 fr 3 år	582 59

5 Inhalator Pari Turbo Boy SX Stationär Art nr: 454 99

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com








GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång, utgått från leverantören

Alternativet till InnoSpire Delux

OBSERVERA

- Levereras endast med munstycke
- Eventuell mask beställs separat

5.1 Tillbehör till Pari Turbo Boy SX

Bild saknas	Årsförpackning	374 95
Bild saknas	Lufffilter PARI Turbo Boy	327 98
	Mask Pari Smartmask vuxen för pari m vinkelrör	326 20
	Mask PARI vuxenmask PP mjuk	425 02
	Mask PARI barn fr 4 år	425 03
	Mask Pari Smartmask Barn äldre än 2år	391 02
	Pari filterhållare vinkel munstycke Vid inhalation av tex. antibiotika	407 73
	Filter (pads) till filterhållare 100st/fp Vid inhalation av tex. antibiotika	407 72
Bild saknas	Tracheo Set Pari	525 76
	Y-stycke	525 77
	Utandningsventil	525 78
Bild saknas	Mask PARI barn	
	0 Spädbarn	582 56
	1 0-1 år	582 57
	2 1-3 år	582 58
	3 fr 3 år	582 59

6 Inhalator Pari Velox Portabel Art nr: 582 36

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com



UPPHANDLAD

Till för de som kan ta djupa andetag

[Bruksanvisning](#)

6.1 Tillbehör till Pari Velox

		Artikelnummer
	Rengöringsenhet Veloxcare	582 49
	Nätadapter Velox AC EU	582 50
	Väska	582 51
	Medicinlock	582 52
	Årsförpackning Vuxen	582 54

7 Inhalator MicroMesh HL100 Art nr: 509 94

Leverantör: Nordic Infucare



GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång, utgående artikel

MicroMesh HL100 är en liten och behändig portabel inhalationsutrustning som bygger på s k mesh-teknik. Utrustningen levereras inkl nätadapter, vuxen- och barnmask samt batterier och väska. (Vid behov av utrustning exkl nätadapter, se leverantörens artnr 84100)

7.1 Tillbehör till MicroMesh HL100

		Artikelnummer
Bild saknas	Årsförpackning MicroMesh HL100. Nebuliseringskit inkl medicinhållare och munstycke	514 43
Bild saknas	Nätadapter MicroMesh 230V	559 50

8 Inhalator för ventilatorkrets Aerogen Solo Art nr 582 18

Leverantör: www.bernermedical.se/produkter/nebulisering/



UPPHANDLAD

Levereras i kartong med Starter kit Aerogen Solo Nordisk tillhörande nätadapter, universalfäste, styrenhetskabel FLG, bruksanvisning

T-stycke 2 st (458 37) nebulisator 2 st (458 35)

[Produktinformation](#)

8.1 Tillbehör till Aerogen Pro

		Artikelnummer
	Nebulisator enpatient Solo Bytes 1ggr/mån Ingår i hyran Lämnas tillsammans med samma mängd T-stycken	458 35
	T-Stycke BARN Solo/Pro enpatients M15MM-F15MM Aerogen Solo Byte 1ggr/mån Ingår i hyran	458 36
	T-Stycke VUXEN Solo/Pro enpatients M15MM-F15MM Aerogen Solo Byte 1ggr/mån Ingår i hyran	458 37
	Styrenhetskabel Flergångs till nebuliseringsgenerator Aerogen Pro	458 34
Bild saknas	Aerogen USB Controller	514 95

9 Inhalator Pari eFlow Rapid portabel Art nr: 475 41

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com





För patienter med specifik lungsjukdom (CF)

GENERELL PRISLISTA

Inhalator eFlow rapid inkl 2 nebulisatorer och easycare rengöringsverktyg. Nya eFlow rapid har display

9.1 Tillbehör till Pari eFlow Rapid

		Artikelnummer
	Nebulisator Pari eFlow bytes var 6.e mån	404 29
	Aerosolgenerator Pari eFlow	430 66
Bild saknas	Nätadapter Pari eFlow Rapid	457 30
	Förbindelsekabel Pari eFlow Rapid	457 31

10 Slemsugar

10.1 Vägledning vid förskrivning av Slemsugar

Förskrivare:	Läkare vid ÖNH-klinik, Läkare vid lungklinik, Läkare vid Geriatrisk klinik, Läkare vid Palliativ enhet, Distriktsläkare
Kriterier:	Brukare med sekretstagnation
Mål med hjälpmedlet:	Motverka sekretstagnation
Utprovnings-rutiner:	Förskrivare anger typ av sug; stationär eller portabel. Sugkatetrar, sugslang och överströmningsskydd beställs genom respektive Dsk/Ssk. Förskrivaren ansvarar för den med medicinska instruktionen i samband med leverans Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning:	Enligt förskrivarprocess. Rutiner ska finnas på förskrivande klinik
Brukarens ansvar:	Att följa förskrivarens instruktion och leverantörens bruksanvisning
Dubbel förskrivning:	I undantagsfall
DHC:s ansvar:	Avhjälpande underhåll. Instruktion till förskrivare alt. Brukare om den tekniska delen
Tillbehör:	T.ex. Sugbehållare, lock. Ingår i hyreskostnaden och beställs via Dalarnas hjälpmedelscentral
Förbrukningsartiklar:	Förbrukningsartiklar beställs via Mediq för specialiserad sjukvård & via OneMed för kommuner. Följ lokala anvisningar om sådana finns. Debiteras förskrivaren/beställaren
Kostnadsansvar:	Förskrivande enhet
Kommentar:	Sug ska inte förskrivas på hjälpmedelskort. Sök: Intra/arbetsrum/öron näsa halssjukvård Dalarna. Gäller internt Region Dalarna

11 Slemsug Vario Stationär Art nr: 237 93

Leverantör: Medela www.medela.se

Klicka: Healthcare – Medicinska Sugsystem





GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Kraftig sug, nät och batteridrift, lämplig för stationärt bruk.

Levereras komplett med 3st Sugslangar, 3st överströmningfilter och 1st sugbehållare 1L med lock

[Bruksanvisning](#) (internt bruk DHC)

11.1 Tillbehör Vario

		Artikelnummer
	Filter Vario sug fyrkantigt, Engångs, bakterie- och överströmningsskydd 10-pack Beställs via VF/Aptekstjänst	
	Snabbkoppling Vario hane Rak vit	194 53
	Snabbkoppling Vario hane Böjd vit	194 54
	Sugslang Universal 5.5x8mm Beställs via VF/Aptekstjänst	
Bild saknas	Slang 25cm (diam.7/10mm)	240 92

12 Slemsug Clario Toni Portabel Art nr: 582 37

Leverantör: Meddela Medical AB www.medela.se



Anpassad för pediatrik vård
Unikt hygienkoncept
Tre inställningar av sugstyrkan





- Min = - 8 kPa/ - 60mmHg med
= - 13 kPa/ -100 mmHg
Max = - 80 kPa/ - 600 mmHg

Sugkapacitet 15 l/min
Säkerhetskammare för bästa hygien

UPPHANDLAD

Sugen levereras med 2 st set med behållare inklusive lock, Softcase väska, engångs slang med fingertopsreglage, bruksanvisning

12.1 Tillbehör till Clario Toni

		Artikelnummer
	Väska Clario	374 93
	Sugflaska 0,5l kpl m lock	374 94
	Nätadapter	376 67
	Batteripack	386 88
	Sugslang Universal 5.5x8mm Beställs via VF/Aptekstjänst	

13 Hostmaskin

13.1 Vägledning vid förskrivning av Hostmaskin

Förskrivare:	Läkare med specialistkompetens inom barnmedicin, rehabiliteringsmedicin, lungmedicin och anesthesiologi. Fördjupad riktlinje finns
Kriterier:	Hostmaskinen kan förskrivas för personer: som har svårt att ventileras sig på grund av svag andningsmuskulatur som har neurologisk sjukdom med svår andningsinsufficiens och som följd av detta drabbas av kronisk slemproblem och/eller recidiverande lunginflammationer
Utprovningsrutiner:	Utprovning sker i samråd mellan förskrivande läkare och särskilt utbildad sjukgymnast. Förskrivaren upprättar Låneförbindelsen/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning:	Initialt bör uppföljningen av handhavande och effekt av behandling göras av den som gjort utprovningsrutinen. När utprovaren bedömt att apparaten haft avsedd effekt skall fortsatt uppföljning planeras av förskrivaren.
Brukarens ansvar:	Enligt förskrivarens råd och leverantörens bruksanvisning.
Ordination/Inställning:	Skall finnas dokumenterat i journal. Kopia på ordination/Inställning hos patient
Dubbel förskrivning:	
DHC:s ansvar:	Vid utlämning av hjälpmedel ingår slang, 2st filter och mask om sådan används. Förebyggande samt avhjälpande underhåll
Tillbehör:	Beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Förbrukningsartiklar:	Beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Kostnads ansvar:	Förskrivande enhet betalar
Kommentar:	Väg till Lungsektionens sida: Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/Lung och allergi mottagning Falun/hemrespiratormottagning. Gäller internt Region Dalarna

14 Hostmaskin Cough Assist E70 Art nr: 446 73

Leverantör: Philips AB [CoughAssist E70 | Philips](#)





UPPHANDLAD

I mån av tillgång. För närvarande kan leverantören inte leverera.
Ersättningsprodukt kan ev. ordnas, dock lång leveranstid. Maj 2023 – tv.

Hostmaskin är en mekanisk enhet för insufflationexsufflation som stimulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända lufflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).

Levereras komplett i väska med slangset, nätadapter, 4st bakteriefilter

14.1 Förbrukningsartiklar Cough Assist E70




		Artikelnummer
	Bakteriefilter Bact trap Bytes 1ggr/v + vid behov enligt anvisning Ingår i hyra	348 75
	Slangset för mask vuxen 1,8m Bytes 1 ggr/mån Ingår i hyra	446 90
	Slangset för mask barn 1,8m Bytes 1ggr/mån Ingår i hyra	446 91
Bild saknas	Slangset för trach 1,8m Bytes 1ggr/mån Ingår i hyra	446 92
	Slangset 1,2m Ingår i hyra	590 88

Vid riklig sekretion/pågående infektion kan det behövas ett extra filter mot patient förutom det filter som sitter mot apparat. Förskrivaren avgör.

*Leverantören rekommenderar även att tubförlängare (flexitub) används. (Lagerhålls inte av Dalarnas Hjälpmedelscenter)

Övrigt: sök artiklar www.varor.lu.se www.onemed.se

14.2 Tillbehör Cough Assist E 70

		Artikelnummer
	Pollenfilter 1st Flergångs, tvättas med diskmedel och vatten, använd ersättningsfilter.	347 86
	Väska Cough Assist E70	501 95
	Batteri E70/ Trilogy 100/ A40	446 72