

# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

## Sortiment

### MEMO Day 4

Vi vill informera om att det kommer en ny modell av MEMO Day den 1 oktober 2026.

MEMO Day 4 innehåller förbättrad programvara, medan hårdvaran är oförändrad.

Nyheter är:

- Möjlighet att anpassa dygnsintervallen. Man kan nu ställa in starttiden för morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt.
- Möjlighet att använda kvinnlig röst för talstöd.
- Batteridrift vid strömavbrott. För att öka tillförlitligheten fortsätter nu enheten att fungera några timmar vid strömavbrott.
- Längre strömkabel. För att förenkla placering har strömkabeln gjorts 25 cm längre. Den nya strömkabeln är kompatibel med MEMO Day 3.



### Ny programversion till CARY Base och CARY Messenger



CARY Base och CARY Messenger kommer från och med 1 september att levereras med programversion 1.5. Denna version finns då även tillgänglig för nedladdning direkt i produkten.

Nyheter i programversion 1.5:

- Nu är det möjligt att göra aktiviteter kvitterbara och därmed också att klarmarkera dem. Klarmarkeringen visas tydligt både på enheten och i webbtjänsten myAbilia.
- Det är nu möjligt att välja en kvinnlig röst
- Batteridrift vid strömavbrott. Om strömmen försvinner fungerar nu enheten på batteri i några timmar så att hjälpmedlet kan fortsätta användas trots strömavbrott. Batteristatus visas på skärmen.

### Säkerhetsmeddelande Svan Balance

Leverantören Svan Care har gått ut med ett säkerhetsmeddelande till marknaden gällande toalettsitsen till Svan Balance från 2022 och framåt. Ett fåtal (0,3%) toalettsitsar har spruckit. Risken är att patienten kan klämma sig på låren. Om toalettsitsen skulle spricka på båda sidor samtidigt kan det finnas en risk att patienten faller av sitsen, men risken bedöms som obetydlig enligt riskanalysen. Sprickorna syns tydligt enligt de sitsar som leverantören analyserat. Inga patientskador har rapporterats utan detta görs som en förebyggande åtgärd. Åtgärden är att bruksanvisningen är kompletterad från maj-26 med texten: *"Kontrollera sits och greppdelar för eventuell sprickbildning, om sprickor uppkommit ska sits och greppdelar bytas ut"*.

**Vad ska jag göra?** Leverantören bedömer inte att patienten ska följas upp tidigare eller att extra besök ska bokas in pga detta. Var uppmärksam på sprickor i sits och kontakta DHC för byte om sprickbildning uppstått.

Läs hela meddelandet [här](#).

# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

## Kom ihåg säkerhetsstoppet vid användande av personlyft

En patient i Region Västmanland fick allvarliga skador sedan en ögla på en lyftsele lossnat från lyftbygeln under en förflyttning. Enligt regionens utredning missades det säkerhetsstopp som ska göras inför lyftet för att kontrollera att selens öglor sitter kvar på bygeln.

Läs artikeln [här](#).

## Säkerhetsmeddelande uppresningsstöd Eva

Fortsatt förskrivningsstopp gäller tills annat meddelas. DHC behöver mer tid för att se över montering av tillbehör och prissättning och hur enheterna ska kunna försörjas på färdiga uppresningsstöd. Nytt möte med sortimentsgruppen är bokad den 6 oktober för att komma vidare i frågan.

## Påminnelse om information kring standardmadrasser till hemsjukvårdssäng

18 september 2025 togs beslut om att Hjälpmedel Dalarna ska tillhandahålla ersättningsmadrass upp till och med sårkategori 2 istället för standardmadrass enligt [Beslut - Utbyte av standardmadrass vid förskrivning av hemsjukvårdssäng.pdf](#)

Från och med 1/12 2026 så kommer en **ersättningsmadrass** Greenline PLUS/PRO erbjudas vid förskrivning av hemsjukvårdssäng.

| Artikel | Benämning                                                         |                        | Artikel | Benämning                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 53409   | Madrass Solatium 90x200x11 35kg/m <sup>3</sup> m bomullsöverdrag  | Utgår och ersätts av   | 62742   | Madrass Greenline PLUS PRO 90x200x14 inkl hygienöverdrag  |
| 53410   | Madrass Solatium 85x200x11 35kg/m <sup>3</sup> m bomullsöverdrag  | Utgår och ersätts av   | 62740   | Madrass Greenline PLUS PRO 85x200x14 inkl hygienöverdrag  |
| 53411   | Madrass Solatium 105x200x11 35kg/m <sup>3</sup> m bomullsöverdrag | Utgår och ersätts av   | 62744   | Madrass Greenline PLUS PRO 105x200x14 inkl hygienöverdrag |
| 53412   | Madrass Solatium 120x200x11 35kg/m <sup>3</sup> m bomullsöverdrag | Utgår och ersätts av   | 62566   | Madrass Dyna-Form Mercury 120x200x15 inkl hygienöverdrag  |
| 53785   | Hygienöverdrag Solatium madrass 90x200x11 m dragkedja             | Utgår och ersätts inte |         |                                                           |
| 53786   | Hygienöverdrag Solatium madrass 105x200x11 m dragkedja            | Utgår och ersätts inte |         |                                                           |
| 53787   | Hygienöverdrag Solatium madrass 120x200x11 m dragkedja            | Utgår och ersätts inte |         |                                                           |

## Långtidshyra hemsjukvårdssäng

En ny prissättning och hantering för hyra av hemsjukvårdssängar till kommunala boenden (långtidshyra) införs. Avskrivningstiden för dessa sängar förlängs till 10 år i enlighet med leverantörens tekniska livslängd, vilket medför en lägre och jämnare månadshyra. Syftet är att stärka patientsäkerhet och kvalitet, förenkla beställningsprocesser, möjliggöra bättre uppföljning samt skapa en mer fördelaktig ekonomisk prissättning för kommunala boenden.

Vid behov av att beställa hyressängar till sina kommunala boenden är det med fördel klokt att kontakta konsulent i ADL teamet för information hur beställning ska utföras.

[Adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:Adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)



# Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

## Sortimentgrupper

Sortimentsgrupp Kommunikation och Kognition 21 september

## Utbildning

**Förskrivarutbildning manuell rullstol, Basnivå.** Tre dagars utbildning.

Innehåll: Med utgångspunkt från förskrivningsprocessen kommer vi gå igenom de olika stegen vid förskrivning av manuell rullstol såsom behovsbedömning, förskrivningsprocessen, undersökning, måttagning, beställning av rullstol, körteknik m.m. Utbildningen innehåller en hemuppgift.

Anmälan: [Förskrivarutbildning manuell rullstol basnivå - regiondalarnaplus.se](https://regiondalarnaplus.se)

Dag1: Tisdag 29 september kl.09.00-15.30

Dag 2: Tisdag 6 oktober kl. 09.00-15.30

Dag 3 delas gruppen upp på två dagar

tisdag 10 november kl. 09.00-15.30 eller onsdag 11 november kl. 09.00-15.30

## Anpassningsmöjligheter på rullstolarna Azalea Flex 3, Cross 6 & Prio

19 och 20 oktober i Borlänge. Genomgång av rullstol Azalea Flex 3, Prio och Cross 6 med information kring egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör. Praktiska övningar för att kunna utföra inställningar och montera de vanligast förekommande tillbehören

Anmälan:

19 oktober [Anpassningsmöjligheter på rullstolarna Azalea Flex 3, Cross 6 & Prio](#)

20 oktober [Anpassningsmöjligheter på rullstolarna Azalea Flex 3, Cross 6 & Prio](#)

## Grundutbildning selkunskap: Att välja rätt lyftsele

3–4 november anordnas grundutbildning i selkunskap på Tallbacken Falu Lasarett.

Anmälningsmöjlighet finns nu på vår hemsida. Utbildningen är en endagsutbildning, anmäl dig på en av dagarna. På grund av lokalernas begränsningar är maximalt antal deltagare tio personer.

[Utbildningar - Dalarnas Hjälpmedelscenter](#)

## Save the date!

Vi är i planeringsstadiet av **"Sortimentsvisning Tyngdprodukter"**

Datum: 1 dec

Plats: Skomakargatan 22, Borlänge

Mer info och möjlighet att anmäla sig kommer!