

BESLUT

Patientnära analys av B-Hemoglobin (B-Hb) **ska** utföras med HemoCue 201+ Hemoglobinmätare.

BAKGRUND

Stort behov i vården av B-Hb-analys.

LABORATORIEMEDICINSKA RÅDETS BEDÖMNINGSKRITERIER

Patientperspektiv

Viktigt med snabbt och korrekt provsvar.

Medicinskt perspektiv

Viktigt med snabbt och korrekt provsvar.

Laboratorieperspektiv

Metoden är jämförbar med kem.labs metod.
Analysen ska utföras på venöst tagna prover och styckförpackade kyvetter ska användas.

Ekonomiskt perspektiv

Gemensam metod i landstinget Dalarna optimerar upphandling, kvalitetssäkring och utbildning av användare.

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Loggbok innehållande metodbeskrivning,
handhavandeinstruktion och dokument för kvalitetssäkring.

Dokumentet granskat av Mikael Fransén DL

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell utgåva Kommentar

Sida
Rubrik
Förändring