

## BESLUT

Actim Fecal Blod test ska användas för analys av blod i feces

## BAKGRUND

Actim Fecal Blod test är ett immunologiskt test som är specifikt för hemoglobin från människa.

## LABORATORIEMEDICINSKA RÅDETS BEDÖMNINGSKRITERIER

### Patientperspektiv

Enkel provtagning. Inga krav på diet före provtagningen.

### Medicinskt perspektiv

Säkrare analysresultat. Minskad risk för falskt positiva resultat. Det finns inga nationella riktlinjer för hur många prover som behöver tas för att upptäcka intermittenta blödningar, men med tanke på detta tests högre känslighet synes en rekommendation F-Hb x 2-3 vara rimlig.  
OBS! Actim Fecal Blod är i likhet med tidigare metod inte lämpad för diagnostik av ventrikelblödning.

### Laboratorieperspektiv

Hög specificitet och känslighet, enkelt handhavande

### Ekonomiskt perspektiv

Actim Fecal blod är upphandlat i regionsamverkan för att få lägsta möjliga pris.  
För att påvisa blödning räcker **ett** positivt svar. Om fler prover är tagna på samma patient behöver dessa alltså inte analyseras.

## TILLHÖRANDE DOKUMENT

Instruktion KKVI818, Patientinstruktion  
Metodbeskrivning KKMB325, F-Hb (immunologisk metod)

### Dokumentet granskat av

Mikael Fransén, distriktsläkare  
Mattias Aldrimer, överläkare klinisk kemi