

actim™ Fecal Blood Test
Cat 30371ETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC

NÄYTTEENOTTO

1.
Ota ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (kertakäyttöpurkki).

2.
Aukaise näytteenlaimennospurkki ja ota näytettä korkkiin kiinnitetyllä tikulla. Pyöritä tikkua ulostenäytteen eri kohdissa siten että tikun päässä olevat kaksi lovea täyttyvät (kuva 1).

3.
Poista ylimääräinen uloste esimerkiksi pyyhkimällä tikkua wc-paperilla. Näytteen määrä on riittävä silloin kun molemmat lovet sisältävät ulostetta (kuva 2).

Älä ota liian isoa näytettä, liian suuri ulostemäärä haittaa testin suoritusta.

4.
Siirrä näyte purkkiin ja kierrä tulppa kiinni. Ravista purkkia, jotta näyte sekoittuisi laimentimeen (kuva 3).

5.
Toimita purkki laboratorioon testattavaksi. Näyte pitää testata viikon kuluessa sen ottamisesta. Näytesuspensiopurkkia voi säilyttää jääkaapissa (2-8 °C) tai huoneenlämmössä.

Jos pitää ottaa useampi ulostenäyte, ota ne eri päivinä.

Huom!

Pullossa olevaa nestettä ei saa juoda.
Puskurissa on säilytysaineena <0,1% NaN₃.
Näytettä ei pidä ottaa kuukautisten aikana.

