
Positioneringskuddar Bas

Dalarnas Hjälpmedelscenter delar in positioneringskuddarna i Bas och Avancerade, detta för att de upphandlas på detta sett.

Baskuddar är enklare kuddar som fungerar för positionering medan avancerade kuddar är mer utformade för svårare positionering där materialet spelar stor roll för att kudden ska avlasta och ligga kvar.

Baskuddarna kommer från Care of Sweden och deras Curera kuddar. De upphandlas i 2 upphandlingar, dels i 7-klöver upphandlingen för hemsjukvårdssängar och då exkl överdrag och dels i varuförsörjningens avtal och då inkl hygienöverdrag. Därav olika DHCnr på en del kuddar.

Vid frågor och funderingar kontakta gärna hjälpmedelskonsulent för rådgivning:

Telefontid 0243-497880 Mån 13.00-15.00 Tis 08:00-09.00 Ons 13.00-15.00 Tors 08.00-09.00 alt

Adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Ansvarig hjälpmedelskonsulent: Henrik Moberg

Ansvarig hjälpmedelstekniker: Lukas Wetterstrand

Information om Curera kuddarna:

Positioneringskuddarna är avsedda att användas vid positionering, förebyggande av trycksår och som ett hjälpmedel för att avlasta trycksår. Positioneringskuddarna är avsedda att användas av alla typer av vårdtagare. Positioneringskuddarna är avsedda att användas i alla typer av vårdmiljöer, inkluderat hemsjukvård. Det finns inga kända kontraindikationer. Positioneringskuddarna ska användas på ett sätt som förhindrar hyperextension, spasticitet och kontraktioner. När dessa produkter används bör positioneringen bestämmas utifrån diagnos. Det rekommenderas att byta position regelbundet. Tidsintervallet bör bestämmas av ansvarig personal utifrån diagnos, status och allmäntillstånd. Använd produkten så att ingen översträckning eller kontrakturer uppstår. För känslan och komfortens skull bör inte hygienskyddet läggas direkt mot huden.

Fyllning: 50 % skum, 50 % polyester

Överdrag: Polyuretanbelagd polyester

Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten. Vid behov används ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom alkohol med/utan tensider, oxiderande lösningar, klor 1 % eller Isopropanol 70 %. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.

Kontrollera produkten varje gång den tvättas. Är den skadad bör den bytas ut eller repareras.

Rekommenderad livslängd : Den förväntade livslängden på produkten är 2 år.

Leverantör: www.careofsweden.se

Abduktionskudde

DHCnr 53239 Kudde Curera abduktion 35x55x10 exkl överdrag upphandlad på 7-klöveravtalet

Lev. artnr: 14-001049 – 35x55

Tillbehör: **DHCnr 53238** Överdrag Curera kudde abduktion 35x55x10 hygien
DHCnr 59796 Överdrag Curera abduktion 35x55x10 bomull

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Kudde för abduktion av ben och stödja kroppshållningen i de nedre extremiteterna i liggande läge för vårdtagare med nedsatt förmåga att röra sig eller lägesändra.



Bålstödkudde

DHCnr 53236 Kudde Curera bålstöd 85x65x30 exkl överdrag upphandlad på 7-klöveravtalet

Lev. art.nr: 14-001046 - 85x65x30 cm

Tillbehör: **DHCnr 53237** Överdrag Curera kudde bålstöd 85x65x30 hygien
DHCnr 60510 Överdrag Curera bålstöd 85x65x30 bomull

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Kudde för bålstöd i sittande läge. Används för att stödja bålen i sittande läge och ge stöd för underarmarna, Kudden kan placeras både framifrån och bakifrån.



Nackkudde

DHCnr 38076 Kudde Curera nackkudde Ø 50 exkl överdrag

Lev. art.nr: 14-001025 – diameter 50 cm

Tillbehör: **DHCnr 57461** Överdrag Curera nackkudde Ø50 hygien

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Avlastning för nacken.



Multikudde

DHCnr 60032 Kudde Curera Multi 60x70 inkl hygienöverdrag upphandlad VF-avtal

DHCnr 38074 Kudde Curera Multi 60x70 exkl överdrag upphandlad i 7-klövern

Lev. art.nr: 14-001030 – 60x70 cm

Tillbehör: **DHCnr 38075** Överdrag Curera kudde multi 60x70 hygien

DHCnr 42711 Överdrag Curera kudde multi 60x70 bomull

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: Under bearbetning

Beskrivning: Mångsidig kudde som kan placeras mellan knäna eller under ben och hälar för avlastning.



Positionering/Rektangulär kudde

DHCnr 38066 Kudde Curera positionering 25x80 exkl överdrag

DHCnr 43209 Kudde Curera positionering 50x85 exkl överdrag

Lev. art.nr: 14-001010 – 25x80 cm, 50x85 cm 14-001043

Tillbehör: **DHCnr 38067** Överdrag Curera kudde rektangulär 25x80 hygien

DHCnr 43210 Överdrag Curera kudde rektangulär 50x85 hygien

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej varuförsörjningen 7-klövern

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Kudde som ger stöd i flera lägen. En allroundkudde för positionering



Positioneringsrulle

DHCnr 38079 Rulle Curera 15x60 exkl överdrag

DHCnr 38077 Rulle Curera 20x125 exkl överdrag

DHCnr 39972 Rulle Curera 20x225 exkl överdrag

Lev. art.nr: 14-001010 – 25x80 cm, 50x85 cm 14-001043

Tillbehör: **DHCnr 56267** Överdrag Curera rulle 15x60 hygien

DHCnr 38078 Överdrag Curera rulle 20x125 hygien

DHCnr 39971 Överdrag Curera rulle 20x225 hygien

DHCnr 57388 Överdrag Curera rulle 20x225 bomull

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej varuförsörjningen 7-klövern

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Som stöd vid sidoposition, avlastning av skuldror, rygg, höfter och hälar. Stöd i sittande.



Trekantskudde

DHCnr 60511 Kudde Curera trekant 47x28x28 exkl överdrag

DHCnr 60512 Kudde Curera trekant 62x35x35 exkl överdrag

Lev. art.nr: 14-001047 – 47x28x28 cm 14-001048 – 62x35x35 cm

Tillbehör: **DHCnr 60513** Överdrag Curera trekant 62x35x35 hygien

DHCnr 60514 Överdrag Curera trekant 62x35x35 bomull

DHCnr 60515 Överdrag Curera trekant 47x28x28 hygien

DHCnr 60516 Överdrag Curera trekant 47x28x28 bomull

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej varuförsörjningen 7-klövern

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Kudde för underbensstöd. Placeras under knäna, minskar skjuvkrafter i sittande position och skapar viloläge i liggande. Kan också placeras som en ryggstöds kudde bakom patientens rygg.



S-formad kudde

DHCnr 60517 Kudde Curera S-formad 200x38 exkl överdrag

DHCnr 60518 Kudde Curera S-formad 170x28 exkl överdrag

Lev. art.nr: 14-001052 – 200x38 cm 14-001053 – 170x28 cm

Tillbehör: **DHCnr 60519** Överdrag Curera S-formad 200x38 hygien

DHCnr 60520 Överdrag Curera S-formad 200x38 bomull

DHCnr 60521 Överdrag Curera S-formad 170x28 hygien

DHCnr 60522 Överdrag Curera S-formad 170x28 bomull

Medicinteknisk produkt: Ja Nej

Upphandlad produkt: Ja Nej varuförsörjningen 7-klövern

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Den S-formade positioneringskudden används till att skapa en 30° position för tryckavlastning. Placera kuddens övre del bakom brukarens rygg och den nedre delen mellan knän och underben. Kan även användas till framstupa sidoläge genom att kuddens övre del placeras framför och under överarmen, kuddens mellersta del under det böjda låret och den nedersta delen placeras under underben och fot



Stödkil

Stödkilen är upphandlad och kommer från www.comco.se

DHCnr 60036 Stödkil Comco 70x26x15/5 inkl hygienöverdrag

Lev. art.nr: 7026155

Tillbehör: *DHCnr 60037 Överdrag Curera stödkil 70x26x15/5 hygien*

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej varuförsörjningen 7-klövern

Riktlinje: under bearbetning

Beskrivning: Kудde som ger stöd i flera lägen. En allroundkudde för positionering

Positioneringskuddar Avancerade

är www.togemo.se s sortiment carewavekuddar. För mer info om kuddarna gå in på leverantörens hemsida och för mer info. Riktlinjer kring positioneringskuddar är under bearbetning.