


## Sortimentsöversikt drivaggregat till manuella rullstolar



Vid förskrivning av drivaggregat till manuell rullstol ska en utprovning göras med hjälp av konsulent och tekniker. Riktlinjen för drivaggregat hittar du på [www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel](http://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel) under Förskrivningsprocessen, Riktlinjer och sortimentsöversikter.

- Starta en arbetsorder Konsultation/utprovning , välj Team SST eller HAB, via websesam.
- Komplettera beställningen med "Underlag inför utprovning av rörelsehjälpmedel". Digitalt ifyllningsbart underlag finns på websesam och hemsidan.

Vid frågor kontakta Team Sitta-Stå-Träna.

Funktionsbrevlåda: [teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:teamsst.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

Telefontider Måndag: 13-15, Onsdag & Fredag: 8-9.30 Tel:0243-497879

## Allmän information kring objekten

### Vårdarstyrda påskjutsaggregat

- För patient som använder manuell rullstol av allround- eller komfortmodell som manövreras av annan person, men behöver motoriserad framdrivning. Detta kan tex bero på att patienten har hög kroppsvikt och/eller miljöerna där rullstolen ska framföras är svårframkomlig och/eller att den som manövrerar rullstolen har funktionsnedsättning som medför att den är svag.
- Drivaggregatet skall kunna användas både inom- och utomhus och ge vårdaren pådrivningshjälp på plan mark och i lätt kuperad terräng samt under olika väglag/väder.

### Brukarstyrda/vårdarstyrda drivaggregat med joystick

- För patienter som använder manuell rullstol av aktiv-, allround- eller komfortmodell, men behöver motoriserad framdrivning. Detta kan bero på att patienten har hög kroppsvikt, nedsatt funktion och/eller styrka i armar/axlar och/eller miljöerna där rullstolen ska framföras är kuperade eller svårframkomliga. Kan även vara att den som manövrerar rullstolarna har funktionsnedsättning som medför att den är svag.
- Drivaggregat kan manövreras av patienten själv alternativt av vårdare.
- Användning både inom- och utomhus i varierande väglag/väderlek.

### Brukarstyrda drivaggregat med drivringar

- För patienter som använder manuell rullstol av aktiv-, allround- eller komfortmodell, men behöver hjälpmotor för att klara framdrivningen själv. Förskrivs till patienter med nedsatt funktion och/eller styrka i armar/axlar.
- Användningsområde både inom- och utomhus i olika väglag/väderlek.

### Brukarstyrda påskjutsaggregat

- För patienter som sitter i framförallt aktivrullstol. Förskrivs till aktiva patienter med relativ god funktion och/eller styrka i armar/axlar och har en god hantering/körning av den manuella rullstolen sedan tidigare.
- Drivaggregatet används vid längre sträckor som kräver mer uthållighet. Användandet minskar risken för förslitning av axlar. Används både inne och utomhus.

### Brukarstyrda påhängsaggregat med styre

- För patient som sitter i framförallt aktivrullstol. Förskrivs till aktiva patienter med relativt god till något nedsatt funktion och/eller styrka i armar/axlar.
- Drivaggregatet används vid längre sträckor som kräver mer uthållighet. Användandet minskar risken för förslitning av axlar. Produkten används utomhus på varierande underlag.

### Brukarstyrda påhängsaggregat med vevarmar av hybridmodell

- För patient som sitter i framförallt aktivrullstol. Förskrivs till aktiva patienter med relativt god till något nedsatt funktion och/eller styrka i armar/axlar.
- Drivaggregatet ökar den fysiska förmågan och ska minska antalet förflyttningar. Produkten används utomhus på varierande underlag.

## Kort information:

Vi monterar drivaggregat på aktiv-, allround- och komfortrullstolar. Det går ej att få drivaggregat på transportrullstol Exigo, vi rekommenderar att man byter till en allroundrullstol Cross istället.



Drivaggregaten är upphandlade som "brukarens behov" vilket innebär att det inte finns en enskild vinnare utan det är behovet som styr. De presenteras i bokstavsordning utifrån leverantörens namn, dvs ej i rangordning. Vissa drivaggregat är från förra upphandlingen och är endast tillgänglig om de kommit i retur.

Informationen i denna översikt är hämtad från leverantörernas hemsidor samt drivaggregatens bruksanvisningar. Uppgifterna kan variera beroende på hur drivaggregatet utrustas.




## Vårdarstyrda påskjutsaggregat

Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar	Egenskaper
Decon <b>E-walk</b> 	Sittbredd 35-60cm  Cross 5/6 & 5 XL Emineo HD Balance 24" Prio	<b>Styrning:</b> Gasreglage + rullstolens körhandtag <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbart hastighetsreglage <b>Back:</b> Ja <b>Max hastighet:</b> 6 km/h framåt, 2,6 km/h bakåt <b>Max körsträcka:</b> Ca 22 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 6° (11,5%) <b>Max hindertagning:</b> 8 cm <b>Max brukarvikt:</b> 150 kg <b>Max totalvikt:</b> 180kg <b>Produktvikt:</b> Ca 19 kg <b>Ökar totalbredd på rullstol:</b> 0 cm <b>Laddtid:</b> ca 3 timmar. <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Nej (Ja men intyg finns ej)
Etac <b>Lille Viking 2015</b> <b>Low Bow/Flat Bow</b> 	Sittbredd 37,5-60, beroende på rullstolsmodell.  Azalea Cross 5/6 & 5 XL Emineo HD Balance 24" Prio	<b>Styrning:</b> Gasreglage + rullstolens körhandtag <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbart hastighetsreglage <b>Back:</b> Ja <b>Max hastighet:</b> 6 km/h <b>Max körsträcka:</b> Ca 20 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 8° <b>Max hindertagning:</b> 5 cm <b>Max brukarvikt:</b> 150 kg <b>Produktvikt:</b> 19 kg <b>Ökar totalbredd:</b> 0 cm <b>Laddtid:</b> 8-12 timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja
Invacare <b>Viamobil V25</b> 		<b>Styrning:</b> Gasreglage + rullstolens körhandtag <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbart hastighetsreglage <b>Back:</b> Ja <b>Max hastighet:</b> 6 km/h <b>Max körsträcka:</b> Ca 20 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 10° (18%) (11% med brukarvikt 160kg). <b>Max hindertagning:</b> <b>Max brukarvikt:</b> 160 kg <b>Produktvikt:</b> 13,8 kg <b>Ökar totalbredd:</b> 0 cm <b>Laddtid:</b> ca 5 timmar. <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja
Sunrise Medical <b>R20</b> 	Sittbredd 32-60cm Rullstolar med rördiameter 22-32mm  Cross 5/6 & 5XL Prio Azalea Flex 3 Emineo	<b>Styrning:</b> Gasreglage + rullstolens körhandtag <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar <b>Back:</b> Nej <b>Max hastighet:</b> 5 km/h <b>Max körsträcka:</b> 15 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 10° (18%) <b>Max hindertagning:</b> 5cm <b>Max brukarvikt:</b> 170 kg <b>Max totalvikt:</b> 190kg <b>Produktvikt:</b> 5 kg <b>Ökar totalbredd:</b> 0 cm <b>Laddtid:</b> ca 4-5 timmar. <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja

## Brukarstyrda/vårdarstyrda drivaggregat med joystick

Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar	Egenskaper
<p>Decon E-Drive</p> 	<p>Azalea familjen Cross 5/6 &amp; 5XL Emineo HD Balance 24 Prio S3, S3-swing U3 Bambino 3</p>	<p><b>Styrning:</b> Joystick alternativt vårdarstyrning+ rullstolens körhandtag.  <b>Drivhjulsdimension:</b> 16"20",22", 24", 25" &amp; 26"  <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar med många inställningsmöjligheter.  <b>Back:</b> Ja  <b>Max hastighet:</b> 6 km/h  <b>Max körsträcka:</b> Ca 35 km.  <b>Max backtagningsförmåga:</b> 6°  <b>Max hindertagning:</b>  <b>Max brukarvikt:</b> 125 kg/ Heavy-duty 150 kg  <b>Produktvikt:</b> 17,5 kg  <b>Ökar totalbredd på rullstol:</b> +4 cm  <b>Laddtid:</b> Ca 2-3timmar  <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja  <b>Tillbehör:</b> Olika däck, ekerskydd, drivringar, joystick-grepp, vårdarstyrning.</p>
<p>Invacare E-fix E35/E36</p> 	<p>Cross 5/6 Emineo Azalea HD Balance S3 U3</p>	<p><b>Styrning:</b> Joystick alternativt vårdarstyrning+ rullstolens körhandtag.  <b>Drivhjulsdimension:</b> 22 &amp; 24"  <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar med många inställningsmöjligheter. Kan ha två profiler.  <b>Back:</b> Ja  <b>Max hastighet:</b> 6 km/h  <b>Max körsträcka:</b> E35: 22 km, E36: 20 km  <b>Max backtagningförmåga:</b> E35: 11,3° (20%), E36: 8,5° (15%)  <b>Max hindertagning:</b>  <b>Max brukarvikt:</b> E35: 120kg, E36: 160 kg.  <b>Max totalvikt:</b> E35: 170kg, E36: 210 kg  <b>Produktvikt:</b> E35: 18,9 kg, E36: 19,3 kg  <b>Ökar totalbredd:</b> 2-5cm beroende på rullstol  <b>Laddtid:</b> ca 6h  <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja  <b>Tillbehör:</b> Olika däck, ekerskydd, drivringar, joystick-grepp, vårdarstyrning m.m.</p>

## Brukarstyrda drivaggregat med drivringar



Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar	Egenskaper
Decon <b>E-move</b> 	Azalea Cross 5/6 & 5 XL Emineo HD Balance 24" Prio S3, S3-swing U3, U3 Light, U3 Light L Bambino 3	<b>Styrning:</b> Drivringar <b>Drivhjulsdimension:</b> 20", 22", 24", 25" & 26". <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar med många inställningsmöjligheter. Kan ha två profiler. <b>Individuell anpassning hö/vä:</b> Ja <b>Max hastighet:</b> 6 km/h <b>Max körsträcka:</b> Ca 35 km <b>Max backtagningförmåga:</b> 6° <b>Max hindertagning:</b> <b>Max brukarvikt:</b> 130kg/Heavy-duty 150kg <b>Max totalvikt:</b> 190 kg <b>Produktvikt:</b> 18 kg <b>Ökar totalbredd på rullstol:</b> +3,6 cm <b>Laddtid:</b> 2-3 timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> Olika däck, ekerskydd, drivringar, flexibel av/på-spak och körprofilsväljare.
Invacare <b>E-motion M25/</b> <b>E-motion M25 Duodrive</b> 	Cross 5/6 S3, S3-swing U3	<b>Styrning:</b> Drivringar alt. drivringar & duodrive <b>Drivhjulsdimension:</b> 22", 24" & 25". <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar med många inställningsmöjligheter. Kan ha två profiler. <b>Individuell anpassning hö/vä:</b> Ja. <b>Max hastighet:</b> 6 km/h <b>Max körsträcka:</b> 25 km <b>Max backtagningförmåga:</b> Ej överskrida rullstolstillverkarens rekommendationer <b>Max hindertagning:</b> 5cm <b>Max brukarvikt:</b> 22": 125 kg, 24-25": 150 kg <b>Max totalvikt:</b> 22": 165kg, 24-25": 190kg <b>Produktvikt:</b> 15,6 kg (7,8kg/hjul) <b>Ökar totalbredd:</b> 2-5cm beroende på rullstol <b>Laddtid:</b> ca 6timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> Olika däck och drivringar, ekerskydd, fjärrkontroll och Duodrive (kontinuerlig drift).
<b>Nedanstående drivaggregat med drivringar är ej upphandlade längre men kan finnas i lager.</b>		
Invacare <b>Twion M24</b> 	S3, S3-swing U3	<b>Styrning:</b> Drivringar <b>Drivhjulsdimension:</b> 24" <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ej ställbar/ Sport & Ecoläge <b>Individuell anpassning hö/vä:</b> Nej <b>Max hastighet:</b> 6 km/h <b>Max körsträcka:</b> 15 km <b>Max backtagningförmåga:</b> Ej överskrida rullstolstillverkarens rekommendationer <b>Max hindertagning:</b> 5cm <b>Max brukarvikt:</b> 120kg <b>Max totalvikt:</b> 145kg <b>Produktvikt:</b> 12kg <b>Ökar totalbredd:</b> <b>Laddtid:</b> ca 5timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> Olika däck och drivringar

**OBS!**  
**Utgått hos leverantör!**  
**Kan endast fås om den finns i lager.**

## Brukarstyrda påskjutsaggregat

Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar	Egenskaper
<p>Decon <b>Yomper</b></p> 	<p>Används främst på fastramsstolar med 24", 25" &amp; 26" drivhjul.</p>	<p><b>Styrning:</b> Drivringar + EasyGo-box  <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar hastighetsreglage. Två lägen.  <b>Back:</b> Nej  <b>Max hastighet:</b> 6 km/h  <b>Max körsträcka:</b> Ca 34 km  <b>Max backtagningförmåga:</b> 9° (16%)  <b>Max hindertagning:</b>  <b>Max brukarvikt:</b> 150 kg  <b>Produktvikt:</b> 6,2 kg  <b>Ökar totalbredd på rullstol:</b> 0 cm  <b>Laddtid:</b> ca 4 timmar  <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja  <b>Tillbehör:</b> Vårdarstyrning.</p>
<p>Invacare <b>Smoov</b></p> 	<p>Används främst på fastramsstolar.</p> <p>S3, S3-swing            U3, U3 Light            X            Küshall</p>	<p><b>Styrning:</b> Drivringar + kontrollenhet  <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar  <b>Back:</b> Nej  <b>Max hastighet:</b> 6 km/h  <b>Max körsträcka:</b> 20 km  <b>Max backtagningförmåga:</b> 9° (16%)  <b>Max hindertagning:</b> 5 cm  <b>Max brukarvikt:</b> 140 kg  <b>Max totalvikt:</b> 170kg  <b>Produktvikt:</b> 7,2 kg  <b>Ökar totalbredd:</b> 0 cm  <b>Laddtid:</b> ca 6 timmar  <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja</p>
<p>Permobil <b>Smartdrive MX2+</b></p> 	<p>Används främst på fastramsstolar med 22", 24", 25" &amp; 26" drivhjul.</p>	<p><b>Styrning:</b> Drivringar + Smartklocka/knappar/kontrollvred  <b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar  <b>Back:</b> Nej  <b>Max hastighet:</b> 6 km/h  <b>Max körsträcka:</b> 22,9 km  <b>Max backtagningförmåga:</b> 6°  <b>Max hindertagning:</b>  <b>Max brukarvikt:</b> 150 kg  <b>Max totalvikt:</b> 159 kg  <b>Produktvikt:</b> 6,1 kg  <b>Ökar totalbredd:</b> 0 cm  <b>Laddtid:</b> ca 3 timmar  <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja</p>

## Brukarstyrda påhängsaggregat med styre

Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar:	Egenskaper
<p>Decon Infinity</p> 	<p><b>Kryssram/fastram:</b> Fastramsstolar främst. Fungerar från sb 33 rakfront.</p>	<p><b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar med många inställningsmöjligheter. 3 profiler <b>Drivhjulsdimension:</b> 16" <b>Dockning/infästning:</b> Mittmonterad, fästes via tvärstag under sitsen. <b>Max hastighet:</b> 15 km/h <b>Max körsträcka:</b> ca 45 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 8° <b>Max hindertagning:</b> 5cm <b>Max brukarvikt:</b> 125 kg <b>Produktvikt:</b> 21kg <b>Laddtid:</b> Ca 3-4 timmar <b>Antispinn/vikter:</b> Antispinn <b>Motorbroms:</b> Ja <b>Back:</b> Ja <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> Korg/väskfäste, olika däck, vikter.</p>
<p>Senses by Wihlbacka AB (tidigare Freeborn AB) Paws</p> 	<p><b>Kryssram/fastram:</b> Främst fastramsstolar sb24-54.</p> <p>Panthera S3, Us &amp; U3 light</p>	<p><b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar <b>Drivhjulsdimension:</b> 12", 14" &amp; 16" <b>Dockning/infästning:</b> Manuell/automatisk dockning framtill på ram, till vissa stolar krävs rörförstärkare. <b>Motorbroms:</b> Ja <b>Back:</b> Ja <b>Antispinn/vikter:</b> Antispinn <b>Stödben:</b> Ja <b>Farthållare:</b> Ja <b>Max hastighet:</b> 15 km/h <b>Max körsträcka:</b> 45km <b>Max backtagningsförmåga:</b> 5,5° (10%) <b>Max hindertagning:</b> 4-5,5cm beroende på modell <b>Max brukarvikt:</b> 120 kg <b>Max totalvikt:</b> 140-148kg beroende på modell <b>Produktvikt:</b> 21-29kg beroende på modell <b>Laddtid:</b> Ca 5 timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> tetraplegiker-utförande, Korg/väskfäste, olika däck.</p>

Bano Life AB  
(tidigare Hjälpmedelsexperten)  
**Lipo Lomo**



**Kryssram/fastram:** Fastram med fast front.

**Krafttillförsel/körprofil:** Ställbar  
**Drivhjulsdimension:** 12", 16" & 20"  
**Dockning/infästning:** Vred som dras åt runt front  
**Back:** Ja  
**Antispinn/vikter:** Vikter  
**Stödben:** Ja  
**Farthållare:** Ja  
**Max hastighet:** 15 km/h  
**Max körsträcka:** 40 km  
**Max backtagningsförmåga:** 8° (14%)  
**Max hindertagning:**  
**Max brukarvikt:** 120kg (150kg vid strypt hastighet till 10km och hydraulisk broms)  
**Produktvikt:** 14,4- 16,6 kg beroende på modell  
**Laddtid:** 8 timmar  
**Batteri godkänt för flyg:** Ja  
**Tillbehör:** Vikter, korgfästen, bagagehållare, olika däck och reglage


Sunrise Medical  
**F-55**



**Kryssram/fastram:**  
Fast ram  
Rambredd front 26-48 cm.

**Krafttillförsel/körprofil:** Ställbar  
**Drivhjulsdimension:** 8,5" (massiv) eller 14" (luft)  
**Dockning/infästning:** Dockas via fäste monterad framtill på front.  
**Antispinn/vikter:**  
**Back:** Ja  
**Stödben:** Nej  
**Farthållare:** Ja  
**Max hastighet:** 15 km/h  
**Max körsträcka:** 25km  
**Max backtagningsförmåga:** 6° (11%)  
**Max hindertagning:**  
**Max brukarvikt:** 110 kg  
**Produktvikt:** Från 13 kg  
**Laddtid:**  
**Batteri godkänt för flyg:** Ja  
**Tillbehör:** Farthållare och parkeringsstöd.

Wolturnus  
**Batec Mini/ Batec Electric**



**Batec Electric:**  
**OBS! Från förra upphandlingsperioden, ej på nuvarande avtal. Kan finnas i lager**

**Kryssram/fastram:** Fastram

**Körprofil:** Flera inställningar.  
**Hjuldimension:** Mini: 16", Electric: 20"  
**Dockning/infästning:** Mittmonterad, via tvärstag under sits  
**Back:** Ja  
**Antispinn/vikter:** Vikter på 20"  
**Stödben:** Ja  
**Farthållare:** Nej  
**Max körsträcka:** 40 km.  
**Max hastighet:** 15 km/h  
**Max backtagningsförmåga:** °  
**Max hindertagning:**  
**Max brukarvikt:** 110 kg  
**Produktvikt:** 18,9 kg.  
**Laddtid:** 3 timmar  
**Batteri godkänt för flyg:**  
**Tillbehör:** Väska



Decon  
Liberty



**OBS! Från förra upphandlingsperioden, ej på nuvarande avtal. Kan finnas i lager**

**Kryssram/fastram:** Fastramsstolar främst. Fungerar från sb 33 rakfront.

**Krafttillförsel/körprofil:** Ställbar/3st  
**Drivhjulsdimension:** 16"  
**Dockning/infästning:** Mittmonterad, fästes via tvärstag under sitsen.  
**Back:** Ja  
**Antispinn/vikter:** Antispinn  
**Stödben:** Ja  
**Farthållare:** Nej  
**Motorbroms:** Ja  
**Max hastighet:** 15 km/h  
**Max körsträcka:** Ca 45 km  
**Max backtagningsförmåga:** 10°  
**Max hindertagning:** 5cm  
**Max brukarvikt:** 150 kg  
**Produktvikt:** 30kg  
**Laddtid:** Ca 3-4 timmar  
**Batteri godkänt för flyg:** Ja  
**Tillbehör:** Korg/väskfäste, olika däck.

Invacare  
E-Pilot





**OBS! Från förra upphandlingsperioden, ej på nuvarande avtal. Kan finnas i lager.**

**Kryssram/fastram:** Fastram

**Krafttillförsel/körprofil:** Ställbar  
**Hjuldimension:** 16"  
**Dockning/infästning:** Mittmonterad, fästes via tvärstag under sitsen  
**Back:** Ja  
**Antispinn/vikter:** Antispinn  
**Stödben:** Ja  
**Farthållare:** Nej  
**Max körsträcka:** 50 km  
**Max hastighet:** 10 km/h  
**Max backtagningsförmåga:** 10% (5,71°) uppför, 15% (8,53°) nerför.  
**Max hindertagning:** 5 cm  
**Max brukarvikt:** 100 kg (max totalvikt 135 kg)  
**Produktvikt:** 18,4 kg  
**Laddtid:** ca 4 timmar  
**Batteri godkänt för flyg:** Nej

## Brukarstyrda påhängsaggregat med vevarmar av hybridmodell

Leverantör och produktnamn	Kan monteras på följande rullstolar:	Egenskaper
Hjälpmedelsexperten <b>Lipo Smart</b> 	<b>Kryssram/fastram:</b> Fastram med fast front och fotplattor.	<b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar <b>Drivhjulsdimension:</b> 16" & 20" <b>Antal växlar:</b> 24 <b>Dockning/infästning:</b> Vred som dras åt framtill på benstödsrören (ej på avtagbara benstöd). <b>Back:</b> Nej <b>Antispinn/vikter:</b> Vikter <b>Max hastighet:</b> Stöd upp till 25 km/h <b>Max körsträcka:</b> 60 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> <b>Max hindertagning:</b> <b>Max brukarvikt:</b> 120kg <b>Produktvikt:</b> 19kg <b>Laddtid:</b> 8 timmar <b>Batteri godkänt för flyg:</b> Ja <b>Tillbehör:</b> Vikter, korgfästen, bagagehållare, olika däck, reglage och stödben
Wolturnus <b>Batec Hybrid</b>  <b>OBS! Från förra upphandlingsperioden, ej på nuvarande avtal. Kan finnas i lager.</b>	<b>Kryssram/fastram:</b> Fastram med fast front och fotplattor.	<b>Krafttillförsel/körprofil:</b> Ställbar <b>Drivhjulsdimension:</b> 20" <b>Antal växlar:</b> 24 <b>Dockning/infästning:</b> Mittmonterad, fästes via tvärstag under sitsen <b>Max hastighet:</b> Stöd upp till 20 km/h <b>Max körsträcka:</b> 40/75 km <b>Max backtagningsförmåga:</b> <b>Max hindertagning:</b> <b>Max brukarvikt:</b> 110kg <b>Produktvikt:</b> 20,6kg <b>Laddtid:</b> 3 timmar <b>Antispinn/vikter:</b> Vikter <b>Back:</b> Nej <b>Batteri godkänt för flyg:</b> <b>Tillbehör:</b> Vikter, väska

## Dalarnas hjälpmedelscenters hemsida:

[www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/](http://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/)

## Leverantörernas hemsidor:

[www.decon.se](http://www.decon.se)

[www.etac.se](http://www.etac.se)

[www.banolife.se](http://www.banolife.se)

[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

[www.permobil.se](http://www.permobil.se)

<https://www.swedishgoliat.se/>

[www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se)

[www.wolturnus.dk/se/](http://www.wolturnus.dk/se/)