

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021

Detta är en översikt över det senast upphandlade sortimentet. I första hand förskrivs en rekonditionerad eldriven rullstol, om inte medicinska eller andra särskilda skäl föreligger. En rekonditionerad eldriven rullstol kan vara av en tidigare modell som inte finns med här.

<p>Klass A1 Real 6100 Plus Mercado Medic AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.mercado.se
Sitsstorlek	33x35-48x53 cm. Flera varianter av sitsar finns, se leverantörens hemsida
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 48-76 cm alt 40-60 cm
Ryggstorlek	30x34-46x43 cm. Flera varianter av ryggstöd finns, se leverantörens hemsida
Chassiets totalbredd/-längd	57 cm/79,5 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	135 kg/ 76 kg
Hindertagning	4 cm
Körsträcka	Ca 15 km
Hastighet	4,5 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Eldriven rullstol avsedd endast för inomhusbruk, ej godkänd för transporter. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått

<p>Klass A1 Pronto M41 Invacare AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.invacare.se
Sittbredd	38-53 cm
Sittdjup	41-51 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 42-72 cm
Chassiets totalbredd/-längd	61 cm/83 cm (utan fotplatta)
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	136 kg/ 112-128 kg
Hindertagning	5 cm
Körsträcka	Upp till 21 km
Hastighet	6 km/h
Lutning	7° (12,3%)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Eldriven rullstol avsedd för inomhusbruk, men kan köras ute korta sträckor på plant underlag. Är godkänd att tas med vid resa med färdtjänst. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsens bredd och armstödens yttermått

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021

Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC


20210521

Klass A1 Miniflex Eurovema AB	
Leverantörens hemsida	www.eurovema.com
Sitsstorlek	SitRite 40x40-50x50 cm. Flera varianter av sitsar finns se leverantörens hemsida
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 55-80 cm alt 50-68 cm
Ryggstorlek	SitRite 37x43-47x47 cm. Flera varianter av ryggstöd finns, se leverantörens hemsida
Chassiets totalbredd/-längd	57 cm/72 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	140 kg/ 60 kg
Hindertagning	3 cm
Körsträcka	15 km
Hastighet	4 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Eldriven rullstol avsedd endast för inomhusbruk, ej godkänd för transporter. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021

Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC

20210521

<p>Klass A1 Flexmobil i6 Eurovema AB</p>	
<p>Leverantörens hemsida</p>	<p>www.eurovema.com</p>
<p>Sitsstorlek</p>	<p>SitRite 40x40-50x50 cm. Flera varianter av sitsar finns, se leverantörens hemsida</p>
<p>Sitthöjd</p>	<p>50-90 cm alt 42-67 cm</p>
<p>Ryggstorlek</p>	<p>37x43, 42x45, 47x47 cm. Flera varianter av ryggstöd finns, se leverantörens hemsida</p>
<p>Chassiets totalbredd/-längd</p>	<p>57 cm/80 cm</p>
<p>Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol</p>	<p>150 kg/ 98 kg</p>
<p>Hindertagning</p>	<p>3 cm</p>
<p>Körsträcka</p>	<p>Max körtid 8,5 h</p>
<p>Hastighet</p>	<p>4 km/h</p>
<p>Tillbehör</p>	<p>Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida</p>
<p>Allmänt</p>	<p>Eldriven rullstol avsedd endast för inomhusbruk, ej godkänd för transporter. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått</p>

<p>Klass B1 iChair McFront LB Medical AB</p>	
<p>Leverantörens hemsida</p>	<p>www.lbmedical.se</p>
<p>Sittbredd</p>	<p>38-65 cm, standard 43 cm</p>
<p>Sittdjup</p>	<p>40-56 cm</p>
<p>Sitthöjd</p>	<p>43, 47, 49 cm, eller elreglerbar sitslyft med 30 cm spann</p>
<p>Chassiets totalbredd/-längd</p>	<p>61,5 cm/113 cm</p>
<p>Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol</p>	<p>160 kg/ 127 kg</p>
<p>Hindertagning</p>	<p>7 cm</p>
<p>Lutning</p>	<p>9° (11%)</p>
<p>Körsträcka</p>	<p>Ca 30 km</p>
<p>Hastighet</p>	<p>10 km/h</p>
<p>Tillbehör</p>	<p>Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida</p>
<p>Allmänt</p>	<p>Ryggvinkling manuellt reglerbar. Beställs från oss med elreglerad sitsvinkling som std. Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk</p>

<p>Klass B2 iChair Mc3 LB Medical AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.lbmedical.se
Sittbredd	38-53 cm
Sittdjup	40-56 cm
Sithöjd	43,5 cm, 46,5 cm, 49,5 cm/pelaryft 44-74 cm
Chassiets totalbredd/-längd	63 cm/118 cm
Max brukarvikt/	160 kg/
Vikt på elrullstol	118 kg
Hindertagning	6,5 cm
Lutning	9° (11%)
Körsträcka	Ca 40 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Ryggvinkling manuellt reglerbar. Beställs från oss med elreglerad sitsvinkling som std. Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021


Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC

20210521


<p>Klass B3 F3 Corpus Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.permobil.se
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-75 cm
Chassiets totalbredd/-längd	61 cm/101,5 cm
Max brukarvikt/	150 kg/
Vikt på elrullstol	184 kg
Hindertagning	6 cm
Lutning	10°
Körsträcka	25 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande

<p>Klass B3 M3 Corpus Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.permobil.se
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-75 cm
Chassiets totalbredd/-längd	62 cm/108 cm
Max brukarvikt/	150 kg/
Vikt på elrullstol	183 kg
Hindertagning	8 cm
Lutning	9°
Körsträcka	25 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande

<p>Klass B4 M5 Corpus Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.permobil.se
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-80 cm
Chassiets totalbredd/-längd	63 cm/117 cm
Max brukarvikt/	150 kg/
Vikt på elrullstol	195 kg
Hindertagning	9 cm
Lutning	9°
Körsträcka	30 km
Hastighet	12 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

<p>Klass B Stå F5 Corpus VS Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.permobil.se
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-80 cm
Chassiets totalbredd/-längd	63 cm/117 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	150 kg/ 196 kg
Hindertagning	7,5 cm
Lutning	10°
Körsträcka	25 km
Hastighet	12 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus- /inomhusbruk, för avancerat sittande. Stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

Klass B Stå Q700-Up M Sunrise Medical AB	
Leverantörens hemsida	www.sunrise.se
Sittbredd	40-50 cm
Sittdjup	40-54 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-48 cm
Chassiets totalbredd/-längd	62 cm/ 107 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	120 kg/ 160 kg (med 60 Ah batt.)
Hindertagning	10 cm
Lutning	6°
Körsträcka	6 km/h: 32,5-40 km, 12,5 km/h: 25-32,5 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

Klass B Stå Q700-UP F Sunrise Medical AB	
Leverantörens hemsida	www.sunrise.se
Sittbredd	40-50 cm
Sittdjup	40-54 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-48 cm
Chassiets totalbredd/-längd	62 cm/ 107 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	120 kg/ 160 kg (m 60 Ah batt)
Hindertagning	7 cm
Lutning	6°
Körsträcka	6 km/h 32,5-40 km, 12.5 km/h 25-32,5 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus- /inomhusbruk, stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021

Klass B5 Orion Metro Invacare AB	
Leverantörens hemsida	www.invacare.se
Sittbredd	51 cm
Sittdjup	47 cm
Sitthöjd	44-51,5 cm, fasta lägen
Chassiets totalbredd/-längd	66 cm/127 cm
Max brukarvikt/	136 kg/
Vikt på elrullstol	103 kg
Hindertagning	8 cm
Lutning	10°
Körsträcka	54 km
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Få anpassningsmöjligheter och tillbehör. Går att beställa via webSesam

<p>Klass C1 X850 Corpus 3G Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.permobil.se
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	54 cm, med elsitslyft 54-74 cm
Chassiets totalbredd/-längd	72 cm/126-146 cm
Max brukarvikt/	136 kg/
Vikt på elrullstol	203 kg
Hindertagning	11 cm
Lutning	15°, på skrå 12°
Körsträcka	35-45 km
Hastighet	15 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk, längdjusterbart chassi. Goda anpassningsmöjligheter för sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

<p>Klass C1 Optimus 2 LB Medical AB</p>	
<p>Leverantörens hemsida</p>	<p>www.lbmedical.se</p>
<p>Sittbredd</p>	<p>43 eller 48 cm</p>
<p>Sittdjup</p>	<p>40-56 cm</p>
<p>Sitthöjd</p>	<p>50 cm</p>
<p>Chassiets totalbredd/-längd</p>	<p>68 cm/116 cm</p>
<p>Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol</p>	<p>150 kg/ 112 kg</p>
<p>Hindertagning</p>	<p>11 cm</p>
<p>Lutning</p>	<p>10°</p>
<p>Körsträcka</p>	<p>40 km om man kör i 10 km/h</p>
<p>Hastighet</p>	<p>10 km/h (15 km/h=max brukarvikt 120 kg)</p>
<p>Tillbehör</p>	<p>Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida</p>
<p>Allmänt</p>	<p>Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h</p>

Sortiment Eldrivna rullstolar 2021

Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC

20210521

<p>Klass C1 Minicrosser X1 Joy Minicrosser AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.minicrosser.se
Sittbredd	40-70 med 5 cm intervall upp till sb 50, sedan 10 cm
Sittdjup	Ergo 2 32-55 cm
Sitthöjd	Ergo 2 43-53 cm
Chassiets totalbredd/-längd	66 cm/142 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	150 kg/ 158 kg
Hindertagning	11 cm
Lutning	12°
Körsträcka	35 km
Hastighet	13 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk, joystickstyrd. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

<p>Klass C2 Sterling Elite 2 Plus Sunrise Medical AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.sunrisemedical.se
Sittbredd	47,5 cm
Sittdjup	46 cm
Sitthöjd	44-54 cm
Totalbredd/-längd	65 cm/139 cm
Max brukarvikt/	175 kg/
Vikt på elrullstol	140 kg
Hindertagning	10 cm
Lutning	15°
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h (15 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Små anpassningsmöjligheter och få tillbehör. Går att beställa via webSesam. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

<p>Klass C3 Minicrosser X1, X2 Minicrosser AB</p>	
Leverantörens hemsida	www.minicrosser.se
Sittbredd	40-70 med 5 cm intervall upp till sb 50, sedan 10 cm
Sittdjup	Ergo 2 32-55 cm
Sitthöjd	Ergo 2 43-53 cm
Totalbredd/-längd	65 cm/134 cm
Max brukarvikt/	175 kg/
Vikt på elrullstol	151 kg
Hindertagning	11 cm
Lutning	13°
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h (15 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Stora anpassningsmöjligheter och stort utbud på tillbehör. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h