



Omgivningskontroll

Sortimentsöversikt





Det här är en översikt av vad som finns i Dalarnas Hjälpmedelscenters sortiment av omgivningskontroll.





Det alltid är brukarens behov som i första hand styr valet av hjälpmedel. Om flera hjälpmedel uppfyller de behov brukaren har, ska de hjälpmedel som är klassade enligt det medicintekniska direktivet väljas. Om samtliga hjälpmedel är klassade, eller saknar klassning, ska det hjälpmedel som har lägst pris väljas.




Förskrivning/beställning




Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att diskutera och få rådgivning.

	Benämning	LDHnr	Medicinteknisk klassning
IR sändare			
	<p>IR-1SP Micro Programmerbar IR-handsändare med 1 knapp. Kanaler från TV, stereo och andra fjärrkontroller kan läras in. Batteripack för Micro-sändare (401930) ingår.</p> <p>www.abilia.se</p>	39286	Ja
	<p>IR-sändare IR-1s Code IR-handsändare Medi med 1 knapp. IR-signaler med kod för strikt behörighetskontroll. Omkopplingsbar mellan 4096 koder. Batteri 9V Alkaline ingår ej.</p> <p>www.abilia.se</p>	11972	Ja
	<p>IR-sändare Control Medi Easy m vibration Fjärrkontroll / IR-sändare som ligger lätt i handen med lätttryckta knappar anpassade för personer med motoriska och kognitiva funktionshinder. Den har 4, alternativ 2 knappar. Både 4-knappars och 2-knappars raster medföljer. Kan anpassas med bildstöd. Stöder Gewa IR-format.</p> <p>www.abilia.se</p>	46859	Ja
	<p>IR-sändare Control Medi Standard m vibration Fjärrkontroll/IR-sändare som ligger lätt i handen med lätttryckta knappar anpassade för personer med motoriska och kognitiva funktionshinder. Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner). IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in. Den har strikt kodning för t.ex. lägenhetsdörr. Kan anpassas med bildstöd. Stöder Gewa IR-format.</p> <p>www.abilia.se</p>	46860	Ja

	<p>IR/Radio - sändare Control Medi Multi m vibration</p> <p>Fjärrkontroll/IR-sändare som ligger lätt i handen med lätttryckta knappar. Kan även styras med scanning.</p> <p>Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner) med möjlighet att sända både IR och radio. IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in. Den har strikt kodning för t.ex. lägenhetsdörr. Kan anpassas med bildstöd. Stöder Gewa IR-format.</p> <p>www.abilia.se</p>	47122	Ja
	<p>IR-sändare control 10</p> <p>Control 10 är en programmerbar sändare som kan lära in kanaler från olika fjärrkontroller för t.ex. TV, stereo eller DVD. Sändaren har lång räckvidd ca. 10–30 meter. Den har strikt kodning för t.ex. lägenhetsdörr som är inställbar mellan 4096 olika koder. Det finns även möjlighet att skapa macron.</p> <p>Halsrem och raster ingår. Batterier ingår ej.</p> <p>www.abilia.se</p>	36028	Ja
	<p>IR-sändare Big Jack IR-6SP</p> <p>Programmerbar IR-sändare för omgivningskontroll via manöverkontakter. Upp till 6 manöverkontakter med 3,5 mm telepropp kan anslutas för sex olika funktioner. Kanaler från TV, video och andra fjärrkontroller kan läras in. Drivs med 4 st 1,5V Alkaline batterier LR6. Batterier och manöverkontakter ingår ej.</p> <p>www.abilia.se</p>	33958	Ja
	<p>IR-sändare control prog</p> <p>Programmerbar IR-sändare med 241 kanalplatser och manuell tryckfunktion eller scanning med två st 1-funktions eller flerfunktionskontakter, även joystick. Kanaler från TV, stereo och andra fjärrkontroller kan läras in.</p> <p>www.abilia.se</p>	36027	Ja

	<p>Fjärrkontroll Control Omni IR-sändare och radiosändare Fjärrkontroll som är lätt att hantera både motoriskt och kognitivt. Färdiga mallsidor finns inlagda redan från början, och därefter är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder. Den kan sända både IR och Gewa radio och har inbyggd mobiltelefon. Den kan styras med direktpekning eller scanning. Det är lätt att sända anrop.</p> <p>www.abilia.se</p>	43193	Ja
	<p>IR-sändare Pico2 USB Programmerbar IR-sändare med 2 kanaler. Pico2 kan sända upp till 4 signaler och klarar att sända de flesta IR-formaten på marknaden. Stöder Gewa IR-format</p> <p>www.picomed.se</p>	50126	Nej
	<p>IR-sändare Pico4 Programmerbar IR-sändare med 4 knappar, 2 nivåer och 1-kontakts skanning. Programmeras via skärm; Android och Apple smartphone, surfplatta eller dator (PC). Inbyggda IR-signaler och kan även lära in signaler från andra sändare. Klarar de flesta IR-format.</p> <p>www.picomed.se</p>	50138	Nej
	<p>IR-sändare Pico8 Programmerbar IR-sändare med 8 knappar, 2 nivåer och 1-kontakts skanning. Programmeras via skärm; Android och Apple smartphone, surfplatta eller dator (PC). Inbyggda IR-signaler och kan även lära in signaler från andra sändare. Klarar de flesta IR-format.</p> <p>www.picomed.se</p>	47569	Nej

	<p>IR-sändare Pico16 Programmerbar IR-sändare med 16 knappar, 2 nivåer och 1-kontakts skanning. Programmeras via skärm;Android och Apple smartphone, surfplatta eller dator (PC). Inbyggda IR-signaler och kan även lära in signaler från andra sändare. Klarar de flesta IR-format. Egen nivåknapp och knapp för säkerhetskod.</p> <p>www.picomed.se</p>	50137	Nej
	<p>Fjärrkontroll Gewa Maxi IR-sändare</p> <p>En stor, robust och lättanvänd fjärrkontroll, som kan styra tv, musikanläggning och lampor samt öppna och stänga fönster och dörrar. Den har 16 stora, nedsänkta knappar som kan märkas med bildstöd. Visuell feedback vid tryck.</p> <p>www.abilia.se</p>	55478	Ja
<p>Reläbox</p>			
	<p>Reläbox Andromeda Socket Avsedd för att exempelvis trådlöst tända och släcka lampor, koppla av och på strömmen till stereo, TV, datorer och värmeelement. Den är försedd med inbyggd IR-mottagare för styrning från GewaLink-sändare och inbyggd GewaRadio-mottagare. Det går också att koppla på och av strömmen genom att ansluta en manöverkontakt.</p> <p>www.abilia.se</p>	49225	Nej
<p>Styrsätt</p>			

	<p>Manöverkontakter</p> <p>Det finns många olika manöverkontakter. Välj den som fungerar bäst för brukaren.</p> <p>Vald manöverkontakt kopplas till vald IR-sändare eller reläbox.</p>		<p>Se sortimentöversikt kontakter</p>
	<p>Peklampa Lumos Pointer med</p> <p>Peklampan kan användas tillsammans med Lumos Switch för att larma eller styra omgivningskontroll. Den kan fästas på glasögonbågar, men även på pannband, keps eller liknande.</p> <p>Peklampa kan användas för att peka både nära och på längre håll, på en kommunikationstavla eller ge räckvidd för att visa till exempel att skorna/tröjan/saken inte finns framme utan finns i garderoben eller någon annanstans.</p> <p>Lumos Switch</p> <p>Lumos Switch kan kopplas ihop med vald IR/Radio sändare.</p> <p>www.peklampor.se</p>	<p>49751</p> <p>50185</p>	<p>Nej</p> <p>Nej</p>
	<p>Fjärrkontroll HouseMate inkl handdator Android o IR-sändare/radiosändare</p> <p>En lättbegriplig omfattande Android-App kommunicerar tryggt och stabilt med HouseMate hårdvara via Bluetooth. Anslut 1 eller 2 manöverkontakter, alternativt rullstolens joystick för att styra alla funktioner. Hårdvaran har en kraftfull inbyggd IR-sändare och utgång för närlarm.</p> <p>www.picomed.se</p>	<p>47491</p>	<p>Ja</p>

	<p>Gewa Connect GEWA Connect är både ett styrsätt för smartphone eller surfplatta och en fjärrkontroll. Den består av en app för Android och Abilia Multibox. Både IR och GEWA Radio kan användas för att styra t.ex. TV, tända och släcka lampor, öppna fönster och dörrar. Facebook, webbläsare och andra appar från Play Store kan styras scannande med hjälp av manöverkontakt ansluten till Abilia Multibox.</p> <p>www.abilia.se</p>	53782	Ja
---	---	-------	----