

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
AFP	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	AFP 1	kIE/L	Falun
ALAT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ALTPLc	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Albumin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	AlbP	g/L	Avesta, Falun, Mora
Albumin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	AlbP	g/L	Falun
alfa-1- Antitrypsin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	AAT	g/L	Falun
ALP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ALP_2c	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Amylas, pankreas	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	PAMY_2	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Antitrombin (enz, Tromb)	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Fotometri	CS-5100	Sysmex	302^AT3	kIE/L	Falun
APT-tid	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	051^APTT	s	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
ASAT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ASTPLc	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
Bilirubin, totalt	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	TBil_2	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
CA 125	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA125 1	kE/L	Falun
CA 15-3	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA15-3 2	kE/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
CA 19-9	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	CA19-9 1	kE/L	Falun
Calcium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CA_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
CDT, disialo (HPLC)	S-	Läkemedel och toxikologi	Alkohol- analyser	Alkoholer	HPLC	LC-2050C	Shimadzu	Dok 12854	%	Falun
CEA	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	ECLIA	Cobas e411	Roche	CEA 1	µg/L	Falun
CK	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CK_L	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
CRP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	CRP_2	mg/L	Avesta, Falun, Mora
CRP	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	CRP_2	mg/L	Falun
CRP, högkänsligt	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	hCRP2	mg/L	Falun
Cyklosporin	B-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	ECLIA	Cobas e411	Roche	CSA	µg/L	Falun
Cystatin C	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	CysC_2	mg/L	Falun
D-Dimer (FEU)	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	612^DDim er	mg/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Digoxin	S-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	CLIA	Atellica IM	Siemens	Dig	nmol/L	Falun
D-vitamin, 25- OH	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Alinity i	Abbott	D- VITAMIN	nmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
eGFR(CysC- CAPA)	Pt-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Beräknad				mL/min/1 ,73m2	Falun
Erytrocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	RBC	x10E12/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
EVF	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	HCT		Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Fenytoin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Phny	µmol/L	Falun
Ferritin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	Fer	µg/L	Falun
Fibrinogen	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	062^Fib	g/L	Falun, Mora
Folat	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	Fol	nmol/L	Falun
Fosfat	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	IP	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
FSH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FSH	IU/L	Falun
Gentamicin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Gent	mg/L	Falun
Glukos	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GluH_3	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Glukos	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GluH_3	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
GT	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	GGT_2	µkat/L	Avesta, Falun, Mora

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Haptoglobin	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Hapt_2	g/L	Falun
Hb	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Kolorimetri	XR-10/20; XN-550	Sysmex	HGB	g/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
HBA1c (IFCC)	B-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	HPLC	TOSOH G11	Tosoh Bioscience	Dok 13615	mmol/ mol	Falun
hCG	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	HCG+β	IU/L	Falun, Mora
HDL-Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	HDLC	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Homocystein	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Alinity i	Abbott	HOMO	μmol/L	Falun
IgA	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgA_2	g/L	Falun
IgG	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgG_2	g/L	Falun
IgM	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	IgM_2	g/L	Falun
Järn	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Iron_2	μmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kalium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	K	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kappa/Lambda -kvot	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Beräknad					Falun
Kappakedja, fri	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	FLC_K	mg/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Ackrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Karbamazepin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	XCarb	µmol/L	Falun
Klorid	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Cl	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kobalamin	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	VB12	pmol/L	Falun
Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Chol_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Kortisol	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	Cor	nmol/L	Falun
Kreatinin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	ECre3	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
Lambdakedja, fri	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Nefelometri	Atellica NEPH 630	Siemens	FLC_L	mg/L	Falun
LD	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	LDLP	µkat/L	Avesta, Falun, Mora
LDL-Kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	LDLC	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Leukocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning, Flödescytome tri	XR-10/20; XN-550	Sysmex	WBC	x10E9/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
LH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	LH	IU/L	Falun
Litium	S-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	LITH_2	mmol/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Magnesium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Mg	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
MCH	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCH	pg	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
MCHC	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCHC	g/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
MCV	Ery-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Beräknad	XR-10/20; XN-550	Sysmex	MCV	fL	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Myoglobin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	MYO	µg/L	Falun
Natrium	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Potentiometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Na	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
non-HDL- kolesterol	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Beräknad				mmol/L	Avesta, Falun, Mora
NT-proBNP	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	PBNPII	ng/L	Avesta, Falun, Mora
Orosomukoid	S-	Klinisk kemi	Proteinkemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	AAG	g/L	Falun
Paracetamol	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Acet	µmol/L	Falun, Mora
PEth, Fosfatidyletanol	B-	Läkemedel och toxikologi	Alkohol- analyser	Alkoholer	LC-MS/MS	Xevo TQS micro	Waters	Dok 12206	µmol/L	Falun
PK	P-	Klinisk kemi	Koagulation	Biokemiska markörer	Turbidimetri	CS-5100; CS-2500	Sysmex	044^PK	INR	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Procalcitonin	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	PCT	µg/L	Falun, Mora

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
Progesteron	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PRGE	nmol/L	Falun
Prolaktin	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	PRL 1	mIE/L	Falun
Provtagning venös/kapillär	Pt-	Preanalys	Provtagning							Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora
PSA, total	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PSA	µg/L	Falun
PTH	P-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	PTH	pmol/L	Falun
Salicylater	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	Sal	mmol/L	Falun
SHBG	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	SHBG	nmol/L	Falun
T3, fritt	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FT3	pmol/L	Falun
T4, fritt	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	FT4	pmol/L	Falun
Tacrolimus	B-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analys	Biokemiska markörer	CMIA	Alinity i	Abbott	Tacrolimus	µg/L	Falun
Testosteron	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	TSTII	nmol/L	Falun
Tobramycin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	Tob	mg/L	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Akrediterings område	Teknikområde	Parameter	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort
TRAK	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Cobas e411	Roche	ATSHR	IE/L	Falun
Transferrin	fP-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Trf	g/L	Avesta, Falun, Mora
Triglycerider	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Trig_2	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Trombocyter	B-	Klinisk kemi	Hematologi	Biokemiska markörer	Impedansmät ning	XR-10/20; XN-550	Sysmex	PLT	x10E9/L	Avesta, Falun, Ludvika, Mora
Troponin I	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM; Atellica CI	Siemens	TnIH	ng/L	Avesta, Falun, Mora
TSH	S-	Klinisk kemi	Endokrinologi	Biokemiska markörer	CLIA	Atellica IM	Siemens	TSH3ULII	mU/L	Falun
Urat	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	UA	µmol/L	Avesta, Falun, Mora
Urea	P-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	UN_c	mmol/L	Avesta, Falun, Mora
Valproat	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930	Siemens	VPA	µmol/L	Falun
Vancomycin	P-	Läkemedel och toxikologi	Läkemedels- analyser	Läkemedel	Turbidimetri	Atellica CH930; Atellica CI	Siemens	Vanc	mg/L	Falun, Mora
Zink	S-	Klinisk kemi	Allmänskemi	Biokemiska markörer	Fotometri	Atellica CH930	Siemens	Zn	µmol/L	Falun

DOKUMENTHISTORIK

Sida	Förändring
	Uppdaterad enligt utbildning från Swedac och nya mallar för detaljerad metodlista

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.