

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk bakteriologi	Detektion av relevanta bakterier	Bakterier	Blod	Odling	BacT/ALERT VirtuO	Dok 032, 6884	Växt/Ingen växt	Falun	2017-01-11
			CSV Pleuravätsk a Led-vätska PD-vätska Ascites	Odling	BacT/ALERT VirtuO	Dok 038, 9222, 6884	Växt/Ingen växt	Falun	2017-01-11
			Kateterspet s, Sputum, Trakeal- och Bronk- sekret	Odling		Dok 13211, 9928, 9141	Växt CFU/mL (signifikant/ ej signifikant) /Ingen växt	Falun	2015-09-21
			Urin	Odling		Dok 13211, 181	Växt CFU/mL (Sparsam, måttlig, riklig) Ingen växt	Falun	2015-09-21
			Abscessinn ehåll /Biopsi Vävnadmat erial Cervixsekre t Kornea/ Keratit- skrap Sårsekret Uretrasek- ret Ögon-/ Öronsekret	Odling		Dok 13211, 9928	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk Bakteriologi	Detektion av relevanta bakterier	Bakterier	Nasofary nxsekret	Odling		Dok 13211, 9141	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21
		Salmonella Shigella Campylobacter Yersinia	Faeces	Odling		Dok 13211, 9209	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21
	Detektion av biomarkörer	Clostridioides difficile	Faeces	EIA		TECHLAB C.DIFF QUICK CHECK COMPLETE	Påvisat/Ej påvisat	Falun	2015-06-20
	Detektion av relevanta bakterier	Clostridioides difficile	Faeces	Odling		Dok 13211, 9209	Växt/ Ingen växt av toxinbildand e C.difficile	Falun	2015-09-21
		Gonokocker	Sekret	Odling		Dok 13211, 089	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21
		β-streptokocker	Sekret svalg	Odling		Dok 13211, 9141	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21
	Identifikation	Artbestämning	Isolat från bakterie	MALDI-TOF	MALDI-TOF Biotyper Sirius One	Dok 17077, 7140, 056	Ej relevant	Falun	2024-03-19
		Artbestämning med Direkt ID från blod	Blod från blododlin gsflaska	MALDI-TOF	MALDI-TOF Biotyper Sirius One	Dok 17320	Ej relevant	Falun	2024-03-19
	Resistens- bestämning	MRSA-screen	Näsa, svalg, perineum, sår, kateter- urin	Odling		Dok 13211, 17819	Växt av MRSA/Ingen växt av MRSA	Falun	2015-09-21

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk bakteriologi	Resistens- bestämning	MRSA	Isolat från bakterie	Immunkromato grafi		Abbott Clearview PBP2a SA culture colony test	Växt av MRSA/Ingen växt av MRSA	Falun	2024-09-30
		Resistensbestämning	Isolat från bakterie	Buljong- späning		UMIC Colistin, Bruker	mg/L SIR enligt aktuell Nordicast: S= $\leq$ 2, R= $\geq$ 2	Falun	2025-04-24
				Diskdiffusion		Dok 427	mm SIR enligt aktuell Nordicast	Falun	2025-04-24
				Gradienttest		Dok 427	mg/L SIR enligt aktuell Nordicast	Falun	2025-04-24
	Detektion av antikroppar	Anti Borrelia IgM	Serum	EIA	Analyser I	Anti Borrelia Select ELISA IgM	Påvisade/ Ej påvisade/ Gränsvärde + kommentar	Falun	2019-02-06
		Anti Borrelia IgG	Serum	EIA	Analyser I	Anti Borrelia Select ELISA IgG	Påvisade/ Ej påvisade/ Gränsvärde + kommentar	Falun	2019-02-06
	Detektion av antigen	Hp-antigen	Faeces	EIA	Analyser I	OXOID Amplified IDEIA™ HpSTAR™	Påvisad/ Ej påvisad/ Gränsvärde	Falun	2019-06-10
	Detektion av antikroppar	Syfilis antikroppar	Serum	Agglutinationst est		BD Macro- Vue™ RPR Card Test	Positiv/Nega tiv (titer)	Falun	2015-09-21

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk bakteriologi	Detektion av antikroppar	Syfilis TP/ Treponema pallidum antikroppar	Serum	CLIA	Alinity i	Syfilis TP 07P60	Påvisade/ Ej påvisade S/CO	Falun	2024-04-23
		Treponema pallidum antikroppar	Serum	Agglutinationst est		BIO-RAD TPHA	Påvisade/ Ej påvisade (titer)	Falun	2023-05-08
	Detektion av relevanta bakterier	Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae	Urin, vaginal- sekret	Realtids-PCR	Cobas6800 (screening)	COBAS6800 KIT COBAS CT/NG 480T IVD	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
				Realtids-PCR	GeneXpert (Verifiering pos NG)	Xpert CT/NG (GXCT/NG-CE- 10)	Positiv/ Negativ	Falun	2021-06-10
		Mycoplasma pneumoniae	Svalg sekret	Realtids-PCR	BD MAX	BD DNA MMK SPC 442829/ Biolegio, b-Cap assay	Positiv/ Negativ	Falun	2022-12-15
			NPH	Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Mycoplasma Genitalium	Urin, vaginalse kret	Realtids-PCR	Cobas 6800 (screening)	KIT COBAS 58/68/8800 TV/MG 384T IVD	Positiv/ Negativ	Falun	2023-09-11
				Realtids-PCR	GeneXpert (makrolidresiste ns)	Resistance plus MG FleXible	Påvisad/ Ej påvisad	Falun	2023-09-11

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk bakteriologi	Resistens- bestämning	VRE-screen	Faeces, kateter- urin	Odling		Dok 13211, 18668	Växt av VRE/ ingen växt av VRE	Falun	2020-03-09
			Faeces, kateter- urin	Realtids-PCR	BD MAX	BD MAX VRE Viasure CerTest	Växt av VRE/ ingen växt av VRE	Falun	2022-12-14
		VRE	Isolat från bakterie	Realtids-PCR	BD MAX	BD MAX VRE Viasure CerTest	Växt av VRE/ ingen växt av VRE	Falun	2022-12-14
Klinisk mykologi	Detektion av relevanta jästsvampar	Jästsvampar	Blod	Odling	BacT/ALERT VirtuO	Dok 032, 6884	Växt/Ingen växt	Falun	2017-01-11
			CSV Pleuravätsk a Led-vätska PD-vätska Ascites	Odling	BacT/ALERT VirtuO	Dok 038, 9222, 6884	Växt/Ingen växt	Falun	2017-01-11
			Kateterspet s, Sputum, Trakeal- och Bronk- sekret	Odling		Dok 13211, 9928, 9141	Växt CFU/mL (signifikant/ ej signifikant) /Ingen växt	Falun	2015-09-21
			Urin	Odling		Dok 13211, 181	Växt CFU/mL (Sparsam, måttlig, riklig) Ingen växt	Falun	2015-09-21

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk mykologi	Detektion av relevanta jästsvampar	Jästsvampar	Abscessinn ehåll /Biopsi Vävnadmat erial Cervixsekre t Kornea/ Keratit- skrap Sårsekret Uretrasek- ret Ögon-/ Öronsekret	Odling		Dok 13211, 9928	Växt/Ingen växt	Falun	2015-09-21
	Identifikation	Artbestämning	Isolat från jästsvamp	MALDI-TOF	MALDI-TOF Biotyper Sirius One	Dok 17077, 7140, 056	Ej relevant	Falun	2024-03-19
	Resistensbe stämning	Resistensbestämning	Isolat från jästsvamp	Buljong- spåning		Sensititre YeastOne YO10 (ThermoFischer)	mg/L SIR enligt aktuell Nordicast	Falun	2025-04-24
Klinisk virologi	Detektion av antikroppar	Anti-HAV IgM	Serum	CMIA	Alinity i	HAVAb-IgM 02R28	Positiv/ Gränsvärde/ Negativ S/CO	Falun	2024-04-23
	Detektion av antikroppar	Anti-HBc	Serum	CMIA	Alinity i	Anti-HBc II 07P87	Positiv/ Negativ S/CO	Falun	2024-04-23
	Detektion av antikroppar	Anti-HCV	Serum	CMIA	Alinity i	Anti-HCV 08P06	Positiv/ Negativ S/CO	Falun	2024-04-23
	Detektion av antigen	HBsAg	Serum	CMIA	Alinity i	HBsAg Next Qualitative 01R64	Positiv/ Negativ S/CO	Falun	2024-04-23

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk virologi	Detektion av antikroppar	HCV konfirmation test	Serum	Immunokromat ografi	Geenius	Geenius HCV Supplemental assay (92501)	Positiv/ Negativ/ Obestämbar	Falun	2022-10-17
	Detektion av antigen/antik roppar	HIV Ag/Ak kombo	Serum	CMIA	Alinity i	HIV Ag/Ak Combo 08P07	Påvisade/ Ej påvisade S/CO	Falun	2024-04-23
	Detektion av antikroppar	HIV	Serum	Immunokromat ografi	Geenius	Geenius HIV ½ confirmatory assay (92460)	Positiv/ Negativ/ Obestämbar	Falun	2022-10-17
	Detektion av antikroppar	HTLV I/HTLV II	Serum	CMIA	Alinity i	rHTLV-I/II 07P61	Positiv/ Negativ S/CO	Falun	2024-04-23
	Detektion av antikroppar	Rubella IgG	Serum	CMIA	Alinity i	Rubella IgG 08P46	Positiv/ Negativ IU/mL	Falun	2024-04-23
	Virus DNA och RNA	Adenovirus	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-12-18
		Enterovirus	CSV	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Meningitis/Ence phalitis (ME) Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		HBV kvantitativ PCR	Plasma/ Serum	Extraktion	Cobas 6800			Falun	
				Realtids-PCR	Cobas 6800	KIT COBAS 58/68/8800 HBV 192T IVD	IE/mL Positiv/ Negativ	Falun	2023-09-11

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk virologi	Virus DNA och RNA	HCV kvantitativ PCR	Plasma/ Serum	Extraktion	Cobas 6800			Falun	
				Realtids-PCR	Cobas 6800	KIT COBAS 58/68/8800 HCV 192T IVD	IE/mL Positiv/ Negativ	Falun	2023-09-11
		Herpes simplex-virus 1	CSV	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Meningitis/Ence phalitis (ME) Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Herpes simplex-virus 2	CSV	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Meningitis/Ence phalitis (ME) Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		HIV-1 kvantitativ PCR	Plasma	Extraktion	Cobas 6800			Falun	
				Realtids-PCR	Cobas 6800	KIT COBAS 58/68/8800 HIV-1 192T	Kopior/mL Positiv/ Negativ	Falun	2023-09-11
		HPV	Cervix/ vaginal- sekret	Extraktion	Cobas 4800 (screening)			Falun	
				Realtids-PCR	Cobas 4800 (screening)	cobas® 4800 HPV Test (screening)	HPV 16,18, övriga högrisk positiv/negat iv	Falun	2018-01-17

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk virologi	Virus DNA och RNA	HPV	Cervix/ vaginal- sekret	Extraktion	Nimbus	STARMAG 96 x 4 Universal		Falun	
				Realtids-PCR	CFX96	Seegene Allpex HPV HR (typing)	HPV 16,18, 45, 31, 33/58, 35/39/68, 51, 52, 56/59/66 positiv	Falun	2024-10-08
		Humant parechovirus	CSV	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Meningitis/Ence phalitis (ME) Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Influensa A	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Influensa A undertyp H1N1/2009	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk virologi	Virus DNA och RNA	Influensa A undertyp H1	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Influensa A undertyp H3	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Influensa B	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Norovirus (Calici) genogrupp I och II	Faeces	Extraktion	GeneXpert			Falun, Mora, Avesta, Ludvika	
				Realtids-PCR	GeneXpert	Xpert® Norovirus	Positiv/ Negativ	Falun, Mora, Avesta, Ludvika	2023-03-27
		Respiratoriskt syncytialvirus A/B	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Parameter	Komponent/ Undersökning	Provmat erial	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Metod	Enhet	Lab/Ort	Datum för ackreditering*
Klinisk virologi	Virus DNA och RNA	Rhinovirus/ Enterovirus	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-12-18
		SARS-CoV-2/ Influensa A & B/RSV	NPH/ Svalg sekret Uppsug	Extraktion	BD MAX			Falun	
				Realtids-PCR	BD MAX	Respiratory Viral Panel, BD	Positiv/ Negativ	Falun	2022-11-30
				Extraktion	GeneXpert			Falun, Mora, Avesta, Ludvika	
				Realtids-PCR	GeneXpert	Xpert®Xpress/ SARS-CoV- 2/Flu/RSV Plus	Positiv/ Negativ	Falun, Mora, Avesta, Ludvika	2023-03-27
		SARS-CoV-2	NPH	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07
		Varicella Zoster-virus	CSV	Extraktion	QIAstat-Dx Analyzer 2.0			Falun	
				Realtids-PCR	QIAstat-Dx Analyzer 2.0	QIAstat-Dx Meningitis/Ence phalitis (ME) Panel	Positiv/ Negativ	Falun	2025-05-07

* Datum avser senaste ändring där omfattningen påverkas via flexibel ackreditering eller utökning av ackreditering.

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

DOKUMENTHISTORIK

Sida	Förändring
	Uppdaterad och harmoniserad enligt Swedacs beslut 2026-02-12

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.