

LYFTSELAR

Avtalet	Det nya avtalet på lyftselar började gälla 2025-02-01. Upphandlingen har skett i 7-klövern och selarna upphandlades i grupperna: basselar familj, hygiensele, amputationssele, hela-selar samt lyftselar barn. Gruppen hela-selar (axelhög samt hög sele) har två vinnare vilket innebär att det finns två olika leverantörer att välja selar från. Gruppen lyftselar barn är avtalad utan vinnare, sk brukarens behov, vilket innebär att alla som uppfyllde kraven får skriva avtal. Det här betyder att det finns flera leverantörer att välja på men att priserna inte pressas lika mycket. Lyftselar barn innebär lyftselar i barnstorlek från 4-5 års ålder till tonåring. Modeller av lyftselar för barn är axelhög bassele, hög bassele samt hygiensele.
Bassar familj	DHG – LowBackSling, BasicSling och HighBackSling
Hygiensele	DHG – HygieneSling med bälte och extra ryggstöd
Amputationssele	DHG – AmpSling
Hela-selar	Human Care – Comfort Sling Soft och Comfort Sling High Soft. Guldmann – Sit-on Comfort och Sit-on Comfort High
Lyftselar barn	DHG – BasicSling, HighBackSling, FlexibleSling och HygieneSling Etac – RgoSling MediumBack, RgoSling HighBack och RgoSling Toilet LowBack Guldmann – Basic Basic Kids, Basic High Kids och Active Micro Plus Kids Human Care – Basic Sling, High Basic Sling och Toileting Sling
Jämförelser	Eftersom Guldmanns selar var upphandlade i grupperna basselar familj samt hygiensele i föregående avtal har vi i denna översikt gjort en jämförelse mellan Guldmann och DHG:s (tidigare Handicare) selar.
Generella skillnader	Guldmanns och DHG:s selar skiljer sig något från varandra. I Guldmanns selar är sittandet mer upprätt och öglorna/banden är längre jämfört med DHG:s selar där sittandet är mer bakåtlutat. Längre öglor/band kan innebära lägre lyfthöjd vilket kan skapa problem vid t.ex. låg takhöjd, användade av påkopplad lyftvåg, hög madrass etc. DHG:s selar är mer formsydda än Guldmanns; det går inte att lägga en DHG-sele platt på golvet vilket det gör med en Guldmann-sele.
Storlekar	Storleksmässigt är DHG:s basselar och amputationssele generellt en storlek större jämfört med Guldmann vilket gör att om patienten tidigare använt storlek M i Guldmanns sortiment behöver patienten nu möjligtvis gå ned till storlek S i DHG:s sortiment. Detta gäller dock inte hygienselen, där det omvända förhållandet gäller; har patienten tidigare använt storlek S i Guldmanns sortiment behöver den patienten nu möjligtvis gå upp till storlek M i DHG:s sortiment.
Måttagning	Viktigt att veta är att DHG:s använder <i>stussmått</i> för måttagning. Det måttet mäts från trochanter till trochanter bakom rumpan, så att rumpan kommer med i måttet. Guldmanns använder istället <i>sittmått</i> , dvs samma mått som vid mätning av sittbredd för t.ex rullstol.
Allmänt	DHG:s selar klarar en brukarvikt på 300 kg. Basselarna finns i polyester och polyesternät. De går att tvätta i max 85° och kan torktumlas på låg temperatur men rekommenderas att inte torktumlas för ökad livslängd. Det är viktigt att göra regelbundna funktionskontroller av lyftselen, kontrollera alltid inför varje användning samt efter tvätt. Periodisk inspektion av selen ska utföras minst var sjätte månad.

Innehållsförteckning

LYFTSELAR	1
Basselar	
Lyftsele med låg rygg och normal bendelsöppning	3
Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning	6
Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning	9
Hygiensele	
Lyftsele med låg rygg och vid bendelsöppning (hygiensele).....	13
Amputationssele	
Lyftsele med axelhög rygg och snäv bendelsöppning (amputationssele).....	17
Hela Selar	
Lyftsele med axelhög rygg och odelade benstöd	20
Lyftsele med hög rygg och odelade benstöd	21
Lyftselar Barn	
DHG: BasicSling, HighBackSling, FlexibleSling samt HygieneSling.	22
Etac: RgoSling MediumBack polstrad, RgoSling HighBack polstrad samt RgoSling Toilet LowBack polstrad.	23
Human Care: Basic Sling, High Basic Sling samt Toileting Sling w belt.	24
Guldmann: Basic Basic Kids, Basic High Kids samt Active Micro Plus Kids.....	25

Basselar familj

Lyftsele med låg rygg och normal bendelsöppning

Artikelnr	Lyftsele LowBackSling polyester
53117	Lyftsele LowBackSling XXS
45421	Lyftsele LowBackSling XS
45422	Lyftsele LowBackSling S
45423	Lyftsele LowBackSling M
45424	Lyftsele LowBackSling L
45425	Lyftsele LowBackSling XL
53118	Lyftsele LowBackSling XXL
<i>Modell för patient med bra bålstabilitet, armarna utanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	

Artikelnr	Lyftsele LowBackSling polyesternät
52478	Lyftsele LowBackSling XXS polyesternät
45436	Lyftsele LowBackSling XS polyesternät
45437	Lyftsele LowBackSling S polyesternät
45438	Lyftsele LowBackSling M polyesternät
45439	Lyftsele LowBackSling L polyesternät
45440	Lyftsele LowBackSling XL polyesternät
53119	Lyftsele LowBackSling XXL polyesternät
<i>Modell för patient med bra bålstabilitet, armarna utanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Jämförelsebilder mellan DHG:s LowBackSling och Guldmanns Basic Low

DHG LowBackSling S med 34cm-bygel



DHG LowBackSling M med 34cm-bygel



DHG LowBackSling L med 34cm-bygel



Guldmann Basic Low S med 34cm-bygel



Guldmann Basic Low M med 34cm-bygel



Guldmann Basic Low L med 34cm-bygel



Från till Guldmann till DHG: Storleksmässigt ska man nog tänka på att gå **NED** i storlek om bendelsöppningen ska vara lika stor. Notera dock längden på bendelarna samt att det är större skillnad på DHG:s storlek S-M än mellan DHG:s övriga storlekar.



Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning

Artikelnr	Lyftsele BasicSling polyester
53120	Lyftsele BasicSling XXS
45426	Lyftsele BasicSling XS
45427	Lyftsele BasicSling S
45428	Lyftsele BasicSling M
45429	Lyftsele BasicSling L
45430	Lyftsele BasicSling XL
46937	Lyftsele BasicSling XXL
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	

Artikelnr	Lyftsele Basic Basic polyesternät
46309	Lyftsele BasicSling XXS polyesternät
45441	Lyftsele BasicSling XS polyesternät
45442	Lyftsele BasicSling S polyesternät
45443	Lyftsele BasicSling M polyesternät
45444	Lyftsele BasicSling L polyesternät
45445	Lyftsele BasicSling XL polyesternät
46938	Lyftsele BasicSling XXL polyesternät
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Jämförelsebilder mellan DHG:s BasicSling och Guldmanns Basic Basic

DHG BasicSling S med 44cm-bygel



DHG BasicSling M med 44cm-bygel



DHG BasicSling L med 44cm-bygel



Guldmann Basic Basic S med 44cm-bygel



Guldmann Basic Basic M med 44cm-bygel



Guldmann Basic Basic L med 44cm-bygel



Från till Guldmann till DHG: Storleksmässigt ska man nog tänka på att gå **NED** i storlek om bendelsöppningen ska vara lika stor. Notera dock längden på bendelarna.



Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning

Artikelnr	Lyftsele HighBackSling polyester
45668	Lyftsele HighBackSling XXS
45431	Lyftsele HighBackSling XS
45432	Lyftsele HighBackSling S
45433	Lyftsele HighBackSling M
45434	Lyftsele HighBackSling L
45435	Lyftsele HighBackSling XL
46380	Lyftsele HighBackSling XXL
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, behov av stöd för huvudet, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	

Artikelnr	Lyftsele HighBackSling polyesternät
52700	Lyftsele HighBackSling XXS polyesternät
45446	Lyftsele HighBackSling XS polyesternät
45447	Lyftsele HighBackSling S polyesternät
45448	Lyftsele HighBackSling M polyesternät
45449	Lyftsele HighBackSling L polyesternät
45450	Lyftsele HighBackSling XL polyesternät
45733	Lyftsele HighBackSling XXL polyesternät
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, behov av stöd för huvudet, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Jämförelsebilder mellan DHG:s HighBackSling och Guldmanns Basic High

DHG HighBackSling S med 44cm-bygel



DHG HighBackSling M med 44cm-bygel



DHG HighBackSling L med 44cm-bygel



Guldmann Basic High S med 44cm-bygel



Guldmann Basic High M med 44cm-bygel



Guldmann Basic High L med 44cm-bygel



Från till Guldmann till DHG: Storleksmässigt ska man nog tänka på att gå **NED** i storlek om bendelsöppningen ska vara lika stor. Notera dock längden på bendelarna.





Hygiensele

Lyftsele med låg rygg och vid bensdelsöppning (hygiensele)

Artikelnr	Lyftsele HygieneSling m bälte o extra ryggstöd
50575	Lyftsele HygieneSling XS m bälte o extra ryggstöd
50576	Lyftsele HygieneSling S m bälte o extra ryggstöd
50577	Lyftsele HygieneSling M m bälte o extra ryggstöd
49226	Lyftsele HygieneSling L m bälte o extra ryggstöd
50578	Lyftsele HygieneSling XL m bälte o extra ryggstöd
<i>Modell för patient med god bålstabilitet och höfttonus, armarna utanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Jämförelsebilder mellan DHG:s HygieneSling och Guldmanns Active Micro Plus

DHG HygieneSling S med 34cm-bygel



DHG HygieneSling M med 34cm-bygel



DHG HygieneSling L med 34cm-bygel



Guldmann Active Micro Plus S med 34cm-bygel



Guldmann Active Micro Plus M med 34cm-bygel




Guldmann Active Micro Plus L med 34cm-bygel



Från till Guldmann till DHG: Sittandet är aningen mer båkåtlutat i DHG:s HygieneSling, ryggstödet är lägre och har mindre friktion. Till skillnad från övriga selmodeller behöver man på denna modell, åtminstone i de mindre storlekarna, gå **UPP** i storlek för att få motsvarande storlek på bendelsöppningen, dvs har man tidigare haft Active Micro Plus S behöver man nu eventuellt välja HygieneSling M för samma bendelsöppning. Bendelarna är kortare på HygieneSling. Lyftet blir lägre med Active Micro Plus, vilket kan vara ett problem vid låg takhöjd, hög madrass etc.





Amputationssele

Lyftsele med axelhög rygg och snäv bendelsöppning (amputationssele)

Artikelnr	Lyftsele AmpSling polyester
46616	Lyftsele AmpSling XS
45451	Lyftsele AmpSling S
45452	Lyftsele AmpSling M
45453	Lyftsele AmpSling L
45454	Lyftsele AmpSling XL
53150	Lyftsele AmpSling XXL
Modell för patient med nedsatt bålstabilitet och urglidningsrisk, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas	

Artikelnr	Lyftsele AmpSling polyesternät
45560	Lyftsele AmpSling XS polyesternät
45561	Lyftsele AmpSling S polyesternät
45562	Lyftsele AmpSling M polyesternät
45563	Lyftsele AmpSling L polyesternät
45564	Lyftsele AmpSling XL polyesternät
45565	Lyftsele AmpSling XXL polyesternät
Modell för patient med nedsatt bålstabilitet och urglidningsrisk, armarna innanför; tänk på vilken bygelbredd som ska användas	



Jämförelsebilder mellan DHG:s AmpSling och Guldmanns Custom Amputee

DHG AmpSling S med 44cm-bygel



Guldmann Custom Amputee S med 44cm-bygel



DHG AmpSling M med 44cm-bygel



Guldmann Custom Amputee M med 44cm-bygel



DHG AmpSling L med 44cm-bygel



Guldmann Custom Amputee L med 44cm-bygel



Från till Guldmann till DHG: Storleksmässigt ska man nog tänka på att gå **NED** i storlek om bendelsöppningen ska vara lika stor. Notera dock längden på bendelarna.



Hela-selar

Lyftsele med axelhög rygg och odelade benstöd

Båda dessa selar är i ett spacer-material som skiljer sig åt mot ett mer klassiskt polyesternät. Många upplever spacer som mjukare och bekvämare än polyesternät.

Artikelnr	Lyftsele Comfort Sling Soft
63270	Lyftsele Comfort Sling Soft Junior M spacer (XS)
63271	Lyftsele Comfort Sling Soft S spacer
63272	Lyftsele Comfort Sling Soft M spacer
63273	Lyftsele Comfort Sling Soft L spacer
63274	Lyftsele Comfort Sling Soft XL spacer
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet och urglidningsrisk och som behöver sitta kvar på lyftselen i rullstol/möbel; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Artikelnr	Lyftsele Sit-on Comfort
61082	Lyftsele Sit-on Comfort XS spacer
60721	Lyftsele Sit-on Comfort S spacer
61040	Lyftsele Sit-on Comfort M spacer
60810	Lyftsele Sit-on Comfort L spacer
63325	Lyftsele Sit-on Comfort XL spacer
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet och urglidningsrisk och som behöver sitta kvar på lyftselen i rullstol/möbel; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Lyftsele med hög rygg och odelade benstöd

Båda dessa selar är i ett spacer-material som skiljer sig åt mot ett mer klassiskt polyester nät. Många upplever spacer som mjukare och bekvämare än polyester nät.

Artikelnr	Lyftsele Comfort Sling High Soft
63275	Lyftsele Comfort Sling High Soft Junior M spacer (XS)
63276	Lyftsele Comfort Sling High Soft S spacer
63277	Lyftsele Comfort Sling High Soft M spacer
63278	Lyftsele Comfort Sling High Soft L spacer
63279	Lyftsele Comfort Sling High Soft XL spacer
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, urglidningsrisk, behov av stöd för huvudet och som behöver sitta kvar på lyftselen i rullstol/möbel; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Artikelnr	Lyftsele Sit-on Comfort High
63323	Lyftsele Sit-on Comfort High XS spacer
60885	Lyftsele Sit-on Comfort High S spacer
61084	Lyftsele Sit-on Comfort High M spacer
63324	Lyftsele Sit-on Comfort High L spacer
63326	Lyftsele Sit-on Comfort High XL spacer
<i>Modell för patient med nedsatt bålstabilitet, urglidningsrisk, behov av stöd för huvudet och som behöver sitta kvar på lyftselen i rullstol/möbel; tänk på vilken bygelbredd som ska användas</i>	



Lyftselar barn

Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med låg rygg och vid bendelsöppning (hygiensele)

DHG: BasicSling, HighBackSling, FlexibleSling samt HygieneSling.

BasicSling samt HighBackSling är upphandlad även i Basselar familj och finns därmed i storlekar från XXS till XXL på avtal. FlexibleSling finns i storlekarna XXS till XL medan HygieneSling finns i storlekarna XXS till S. BasicSling och HighBackSling finns både i polyester och i polyesternät. FlexibleSling finns bara i polyesternät. HygieneSling för barn är utan extra högt ryggstöd (ej på bilden) till skillnad från HygieneSling som är upphandlad som Hygiensele, se sida 11.



Lyftselar barn

Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med låg rygg och vid bendelsöppning (hygiensele)

Etac: RgoSling MediumBack polstrad, RgoSling HighBack polstrad samt RgoSling Toilet LowBack polstrad.

Alla modeller är från storlek XXS upp till M. Alla dessa selar är polstrade i både rygg och bendelar. Selarna är speciellt lämpade för 4-punktsbygel men passar även med 2-punktsbygel.



Lyftselar barn

Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med låg rygg och vid bendelsöppning (hygiensele)

Human Care: Basic Sling, High Basic Sling samt Toileting Sling w belt.

Alla selarna finns i storlekarna Junior M (JM) och Junior S (JS). Barnstorlekarna JS och JM motsvarar XXS respektive XS. Basic Sling och High Basic Sling finns både i polyester och i polyesternät.



Lyftselar barn

Lyftsele med axelhög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med hög rygg och normal bendelsöppning

Lyftsele med låg rygg och vid bendelsöppning (hygiensele)

Guldmann: Basic Basic Kids, Basic High Kids samt Active Micro Plus Kids

Storlekarna benämns i ålder; 4-6år, 6-10år och 10-14år. Basic Basic Kids och Basic High Kids finns både i polyester och i polyesternät. Formen på Basic Basic Kids och Basic High Kids skiljer sig litegrann åt jämfört med Guldmanns vuxenselar Basic Basic och Basic High.

