

---

## Uppresningslyftar och överflyttningsplattformer

---

Uppresningslyftar och överflyttningsplattformer ses som mobila aktiva lyft. De är avsedda att användas på vågräta ytor i syfte att förflytta patienten kortare sträckor. Patientens ska kunna stödja på sina båda ben för att minska risken för skador.



---

## Uppresningslyft MiniLift 160EE

---

MiniLift160EE är en mobil uppresningslyft som är utvecklad för att, på ett så skonsamt sätt som möjligt, hjälpa patienten att resa sig från sittande till stående position. Tillsammans med rätt lyfttillbehör får patienten stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen samt bakom ryggen, vilket ger en trygg och säker och samtidigt aktiv uppresning.



**Köps in då utgående uppresningslyftar är slut på lager.**

---

### LDHnr 58865 Uppresningslyft MiniLift160EE med elektrisk benbreddning inkl vadband

---

Maximal belastning:	160kg
Totallängd:	1060mm
Hjuldimension:	100mm
Rek brukarlängd:	140-200cm

Saxat ur bruksanvisning: Uppresningslyft Minilift 160 får endast användas inomhus och på plant golv. Lyfttillbehören skall vara rätt utprovade i förhållande till patientens behov och funktioner. Max belastning får under inga omständigheter överskridas. För att förflytta med MiniLift160 skall brukaren kunna; belasta sina ben och förstå och följa instruktioner. Endast DirectHealthcareGroups uppresningsselar får användas till Minilift.

#### Tillbehör:

	Rekommenderad brukarvikt	Lyftvästens längd
LDHnr 58864 ThoraxSling M	50-80kg	104cm
LDHnr 58863 ThoraxSling L	70-110kg	124cm

ThoraxSling är en anpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med uppresningslyft MiniLift160EE. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger patienten en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök.

DirectHealthcareGroups eget utprovningsprotokoll:

[https://www.directhealthcaregroup.com/app/uploads/utprovningsprotokoll\\_minilift-ver3-2.pdf](https://www.directhealthcaregroup.com/app/uploads/utprovningsprotokoll_minilift-ver3-2.pdf)

## Äldre uppresningslyftar som fortsatt cirkulerar i retursortimentet.

### LDHnr 50653 Uppresningslyft el Molift Quick Raiser 1 inkl U-bygel

Max brukarvikt:	160 kg
Totalbredd:	610mm
Bredd fram:	340mm
Totallängd:	1070mm
Längd underrede:	955mm
Höjd underrede:	70mm
Höjd lyftarm:	990-1730mm



Foto: Etac

Lyftbygel är U-formad och går att fälla upp för att inte vara i vägen när man kör in lyften mot brukaren.

Underbensstöden är ställbara i höjdlid och överkanten ska placeras 2 fingrar nedanför knäskålen. De är asymmetriska och vändbara

#### Tillbehör:

Justerbar fotplatta

Sandaler

Extra mjuk polstring för underbensstöd



#### Uppresningselar:

Finns i storlek XS-XL, varav upphandlade

**LDHnr: 50655** Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl M

**LDHnr: 50656** Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl L

Max brukarvikt 300 kg

### LDHnr 32344 Uppresn lyft el Sabina II EE bas u bygel

Max brukarvikt:	150 kg
Breddjustering min/max:	530-1005mm
Totallängd:	1060mm
Hjuldimension:	75mm
Höjd lyftarm:	800-1725mm

#### Tillbehör:

LDHnr: 32345	Bygel Sabina II 350mm
LDHnr: 32405	Comfortbygel Sabina II 600mm
LDHnr: 39929	Stussbandsbygel Sabina II
LDHnr: 33385	Fotstöd Sabina/Sabina II
LDHnr: 33083	Hälstöd Sabina II
LDHnr: 31798	Stussband Sabina



**Uppresningselar Sabina:**

**Comfortvästar**

**LDHnr: 34577** Comfortväst Sabina Comfort S

**LDHnr: 30539** Comfortväst Sabina Comfort M

**LDHnr: 30538** Comfortväst Sabina Comfort L

*Får endast användas tillsammans med Comfortbygeln*



**Uppresningsvästar Sabina:**

**LDHnr: 24540** Uppresn väst Sabina S

**LDHnr: 24237** Uppresn väst Sabina M

**LDHnr: 24238** Uppresn väst Sabina L

**LDHnr: 24413** Uppresn väst Sabina XL

*Används tillsammans med 350mm bygeln*



**Trygghetsvästar Sabina:**

**LDHnr: 30303** Trygghetsväst Sabina M

**LDHnr: 30305** Trygghetsväst Sabina L

*Används tillsammans med 350mm bygeln*



---

## Överflyttningsplattformar

---

**LDHnr 53851** Överflyttningsplattform Molift Raiser Pro Levartikelnr 16090204

Totalhöjd 1200mm

Totalbredd 540mm

Totaldjup 630mm

Totalvikt 10,7kg

Instegshöjd: 35mm

Max brukarvikt 170kg

**Tillbehör Molift Raiser Pro**

**LDHnr 47629** Uppresningshandtag Molift Raiser Pro Soft handles

2-pack Levartikelnr 82511

**LDHnr 55479** Trygghetsbälte Molift Raiser Pro S/M 70x1450

Levartikelnr 82964

**LDHnr 55480** Trygghetsbälte Molift Raiser Pro L/XL 70x1800 Levartikelnr 82965

**LDHnr 55481** Trygghetsband Molift Raiser Pro S/M m glidhylsa Raiser strps+ Levartikelnr 82528

**LDHnr 47628** Trygghetsband Molift Raiser Pro L/XL glidhylsa Raiser Strap+ Levartikelnr 82529



---

## Överflyttningsplattform Return 7500i, 7400 & 7600 ej på avtal

---

**LDHnr 45155** Överflyttningsplattform Return 7500i m öppning inkl polstring. Levartikelnr 7500i

**Nyinköp görs ej.**

Totalhöjd: 1150mm

Totalbredd 570mm

Totaldjup 685mm

SWL 150kg



**LDHnr 45812** Överflyttningsplattform ReTurn 7400 max 150kg Levartikelnr 7400

Totalhöjd: 995mm

Totalbredd 570mm

Totaldjup 685mm

SWL 150kg



**LDHnr 47456** Överflyttningsplattform ReTurn 7600 205kg Levartikelnr 7600

Totalhöjd 1210mm

Totalbredd 672mm

Totaldjup 795mm

SWL 205kg

### Tillbehör Return

**LDHnr 49348** Bälte ReturnBelt XXS 65-80 Levartikelnr

**LDHnr 49348** Bälte ReturnBelt XS 80-90 Levartikelnr

**LDHnr 36824** Bälte ReturnBelt S 90-105 Levartikelnr 6033

**LDHnr 35938** Bälte ReturnBelt M 105-125 Levartikelnr 6034

**LDHnr 35939** Bälte ReturnBelt L 125-145 Levartikelnr 6035

**LDHnr 40307** Bälte ReturnBelt XL 135-155 Levartikelnr

**LDHnr 50348** Bälte ReturnBelt XXL 155-175 Levartikelnr

**LDHnr 50349** Bälte ReturnBelt XXXL 175-195 Levartikelnr

**LDHnr 44620** Hälband ReTurn passar modeller tillverkade efter 091011

---

## Sara Steady

---

**LDHnr 51348** Överflyttningsplattform Sara Steady

**LDHnr 56790** Överflyttningsplattform Sara Steady låg



**Leverantör: Arjo**