

Godkänt  
2026-06-25

Giltigt t.o.m  
2029-06-25

Versionsnummer  
1.0

Diarienummer

## Sortimentsöversikt Positioneringskuddar bas

Positioneringskuddar bas från Etacs sortiment LeanOnMe är på avtal from 20260601. Comco har stödkil på varuförsörjningens avtal för bäddutrustning

---

### Innehåll

|  |   |
|--|---|
| Förskrivning .....   | 2 |
| Produktbeskrivning .....   | 2 |
| Kontaktinformation.....  | 2 |
| Relaterade dokument .....  | 2 |
| Leverantörer .....   | 2 |
| Övrig information .....  | 2 |
| Rektangulära universalkuddar .....   | 3 |
| Kudde LeanOnMe Stöd Basic inklusive Soft Touch överdrag .....                    | 3 |
| Kanalsydda kuddar .....  | 4 |
| Kudde LeanOnMe kanalsydd kvadratisk 75x75 inklusive Soft Touch<br>överdrag ..... | 4 |
| Rullar .....   | 4 |
| Rullar LeanOnMe inklusive Soft Touch överdrag .....                              | 4 |
| Nackkuddar .....   | 5 |
| Nackkudde LeanOnMe inklusive Soft Touch överdrag.....                            | 5 |
| Stödkil .....  | 6 |
| Stödkil Comco 70x26x15/5 inkl hygienöverdrag .....                               | 6 |

## Förskrivning

Beskrivna hjälpmedel i sortimentsöversikten har provats ut själv av förskrivare. Baskuddar är enklare kuddar som fungerar för positionering medan avancerade kuddar är mer utformade för svårare positionering där materialet spelar stor roll för att kudden ska avlasta och ligga kvar. I första hand ska baskuddar provas ut men fungerar inte det går man över på avancerade kuddar.

## Produktbeskrivning

Positioneringskuddar bassortiment

## Kontaktinformation

Epost: [adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:adl.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

Epost: [hab.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:hab.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

Hemsida: [regiondalarna.se/dhc](https://regiondalarna.se/dhc)

## Relaterade dokument

[Riktlinje Positioneringskuddar](#)

## Leverantörer

[COMCO](#)

[Etac](#)

## Övrig information

Mer information om hjälpmedlen finns i Visma webSesam eller på leverantörens hemsida, där hjälpmedlen och dess tillbehör beskrivs mer utförligt.

---

## Rektangulära universalkuddar



### Kudde LeanOnMe Stöd Basic inklusive Soft Touch överdrag

**Beskrivning:** En grupp rektangulära kuddar inklusive ett Soft Touchöverdrag som är vätsketätt men luftgenomsläppligt. Önskar man hygienöverdrag beställer man det extra och byter överdrag.

#### DHC-nr:

64358 Kudde LeanOnMe stöd basic XS 30x40 inkl Soft Touch överdrag  
64497 Kudde LeanOnMe stöd basic S 40x60 inkl Soft Touch överdrag  
64359 Kudde LeanOnMe stöd basic M 55x70 inkl Soft Touch överdrag  
64498 Kudde LeanOnMe stöd basic L 25x90 inkl Soft Touch överdrag  
64499 Kudde LeanOnMe stöd basic LW 45x80 inkl Soft Touch överdrag  
64360 Kudde LeanOnMe stöd basic XL 55x90 inkl Soft Touch överdrag  
64500 Kudde LeanOnMe stöd m vinge 45x75 inkl Soft Touch överdrag

**MDR:** Ja

#### Kompatibel med DHC-nr:

64368 Överdrag LeanOnMe stöd basic XS 30x40 hygien  
64513 Överdrag LeanOnMe Stöd Basic S 40x60 Hygien  
64369 Överdrag LeanOnMe stöd basic M 55x70 hygien  
64514 Överdrag LeanOnMe Stöd Basic L 25x90 Hygien  
64515 Överdrag LeanOnMe Stöd Basic LW 45x80 Hygien  
64370 Överdrag LeanOnMe stöd basic XL 55x90 hygien  
64516 Överdrag LeanOnMe Stöd med vinge 45x80 Hygien

**Specifikation:** Innerkudde: 95% Polyester, 5% Elastan. Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP-böror (Expanded Polypropylene). Material överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). 100 % Polyester + Polyuretanmembran.

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Kudden lev med ett Soft Touch överdrag men önskas avtorkningsbart hygienöverdrag får man beställa det extra och byta. Det ska inte sitta två överdrag på kudden. Om kudden måste tvättas ska överdraget tas av.

## Kanalsydd kuddar



### Kudde LeanOnMe kanalsydd kvadratisk 75x75 inklusive Soft Touch överdrag

**Beskrivning:** En kvadratisk kanalsydd kudde inklusive ett Soft Touchöverdrag som är vätsketätt men luftgenomsläppligt. Önskar man hygienöverdrag beställer man det extra och byter överdrag.

**DHC-nr:**

64501 Kudde LeanOnMe kanalsydd kvadratisk 75x75 inklusive Soft Touch överdrag

**MDR:** Ja

**Kompatibel med DHC-nr:**

64509 Överdrag LeanOnMe kanalsydd 75x75 soft-touch

64517 Överdrag LeanOnMe kanalsydd 75x75 hygien

**Specifikation:** Innerkudde: 95% Polyester, 5% Elastan. Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP-böror (Expanded Polypropylene). Material överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). 100 % Polyester + Polyuretanmembran.

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Kudden lev med ett Soft Touch överdrag men önskas avtorkningsbart hygienöverdrag får man beställa det extra och byta. Det ska inte sitta två överdrag på kudden. Om kudden måste tvättas ska överdraget tas av.

## Rullar



### Rullar LeanOnMe inklusive Soft Touch överdrag

**Beskrivning:** Rullen kan böjas, formas och skakas så att den blir fylligare på vissa ställen och tunnare på andra. Detta gör att den kan anpassas efter användarens specifika behov. När användaren ligger i sidoläge kan rullen med fördel formas så att den ger stöd åt både huvud, rygg och ben.

**DHC-nr:**

64362 Kudde LeanOnMe rulle lång Ø33x230 inkl Soft-Touch överdrag

64503 Kudde LeanOnMe Stödrulle S Ø33x100 inkl Soft-Touch överdrag

**MDR:** Ja

**Kompatibel med DHC-nr:**

64372 Överdrag LeanOnMe rulle lång Ø33x230 hygien

64519 Överdrag LeanOnMe Stödrulle S Ø33x100 Hygien

**Specifikation:** Innerkudde: 95% Polyester, 5% Elastan. Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP-böror (Expanded Polypropylene). Material överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). 100 % Polyester + Polyuretanmembran.

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Kudden lev med ett Soft Touch överdrag men önskas avtorkningsbart hygienöverdrag får man beställa det extra och byta. Det ska inte sitta två överdrag på kudden. Om kudden måste tvättas ska överdraget tas av.

## Nackkuddar

**Nackkudde LeanOnMe inklusive Soft Touch överdrag**

**Beskrivning:** Används för att ge ett stabilt och avlastande stöd när en vanlig kudde inte anses lämplig. Den lämpar sig väl för användare som riskerar att utveckla trycksår på bakhuvudet. Den kan också användas vid halvsittande i säng eller fåtölj för att ge bra huvudstöd åt användare med dålig huvudkontroll.

**DHC-nr:**

64361 Kudde LeanOnMe nackkudde S Ø40 inkl Soft-Touch överdrag

64502 Kudde LeanOnMe Nackkudde M Ø50 inkl Soft-Touch överdrag

**MDR:** Ja**Kompatibel med DHC-nr:**

64371 Överdrag LeanOnMe nackkudde S Ø40 hygien

64510 Överdrag LeanOnMe Nackkudde M Ø50 Soft-Touch

**Specifikation:** Innerkudde: 95% Polyester, 5% Elastan. Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP-böror (Expanded Polypropylene). Material överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). 100 % Polyester + Polyuretanmembran.

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja**Kan beställas till verksamhet:** Ja

**Övrig info:** Kudden lev med ett Soft Touch överdrag men önskas avtorkningsbart hygienöverdrag får man beställa det extra och byta. Det ska inte sitta två överdrag på kudden. Om kudden måste tvättas ska överdraget tas av.

## Stödkil



### **Stödkil Comco 70x26x15/5 inkl hygienöverdrag**

**Beskrivning:** Kudd som ger stöd i flera lägen. En allroundkudde för positionering

**DHC-nr:**

60036 Stödkil Comco 70x26x15/5 inkl hygienöverdrag

**MDR: Ja**

**Kompatibel med DHC-nr:**

60037 Överdrag Comco stödkil 70x26x15/5 hygien

**Upphandlad:** varuförsörjningen

**Förskrivningsbar via förskrivarportal:** Ja

**Kan beställas till verksamhet:** Ja

---