

Albumin/Krea kvot

Synonymer

Albumin/Kreatinin-kvot i urin

NPU28842

Provtagningsmateriel

Rör: Beige propp

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel, urin](#)

Vakuurnör för urinalys, beige propp.
Om provet ska tas hemma lämnas/skickas urinprovtagningsburk med lock för vakuurnör, alternativt plaströr med skruvlock, till patienten tillsammans med [Patientinstruktion urinprovtagning](#)



Information

Laboratorium
Falun**Ackrediterad**
Nej**Utförs akut**
Ja**Biobanksprov**
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Referensintervall

Provtyp	g/mol
Morgonurin	<3,0
Stickprov	<5,0

Provtagning

6 mL morgonurin eller 6 mL stickprov.

[Provtagning urinprover](#)[Patientinstruktion urinprovtagning](#)

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 3 dygn

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 7 dygn

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/bedömning

Se referensintervall.

Medicinskbakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.