

B-BAS-test barn <4 mån

Synonymer: Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening

Indikation

Förenlighetsprövning inför eventuell transfusion av blodkomponent.

Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning](#)



Information

Laboratorium
Falun

Ackrediterad
Ja

Utförs akut
Ja

Biobanksprov
Nej

Beställning/Remiss

Pappersremiss [Transfusionsmedicin](#)

Remissuppgifter

På remissen skall anges klockslag när resultat på BAS-test och eventuell blodbeställning önskas klart.

Skriv provtagningsdatum på röret.

Provtagning

ID-kontroll enligt [SOSFS 2009:29](#), måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen.

Om remissen inte är underskriven av provtagare vid provtagningsstillfället kommer provet och remissen att kasseras. Blodcentralen får inte acceptera prover där ID-kontroll inte utförts.

Inför transfusion av plasma och trombocyter krävs ingen förenlighetsprövning.

[Venprovtagning](#)

[Kapillärprovtagning](#)

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Provmängd

Minsta provmängd i mikrorör 300 µL.
Minsta provmängd navelsträngsblod 1 mL.

Provhantering

Hållbarhet

Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn.
Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningsdag.

Förvaring

Provet kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

[Generell hantering av rör efter provtagning](#)

Svarstid

Besked föreligger vid akuta fall i regel efter 60 min (inkl. akutgruppering).

[Blodgruppsserologiska tester](#)

Svar/Bedömning

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.

Undersökningen innefattar Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.
Blodgruppering utförs samtidigt på samma prov.

BAS-test giltig till dess att barnet är 4 månader, spädbarnsgruppering giltig till dess att barnet är 1 år.

Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd) utförs automatiskt en utvidgad analys för antikroppsidentifiering på prov från modern, om modern inte har kända antikroppar.

Utfallet av förenlighetsprovningen framgår av transfusionsdokumentet samt i Interinfo.

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.