

## B-Blodgruppering, akut

### Synonymer

Akut blodgruppering

### Indikation

Då **medicinskt akut transfusionssituation** föreligger utförs akutgruppering, om inte uppgifter om blodgrupp redan finns i blodcentralens databas.  
Den som överlämnar provet ska meddela att det rör sig om akutfall. Graden av skyndsamhet ska framgå av blodgrupperingsremissen.

### Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp, 7 mL

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning](#)



### Information

#### Laboratorium

Falun och Mora- Dygnet runt

Avesta – Alla dagar 7-20

Ludvika – Vardagar 7-15,  
helger 8-12

#### Ackrediterad

Ja

#### Utförs akut

Ja (i samband med akut blodbeställning)

#### Biobanksprov

Nej

### Beställning/Remiss

Pappersremiss [Transfusionsmedicin](#)

#### Remissuppgifter

Är patienten tidigare blodgrupperad med reservpersonnummer eller akutnummer, anges detta nummer på remissen.

Skriv provtagningsdatum på röret.

### Provtagning

ID-kontroll enligt [SOSFS 2009:29](#), måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen.

Om remissen inte är underskriven av provtagare vid provtagningstillfället kommer provet och remissen att kasseras. Blodcentralen får inte acceptera prover där ID-kontroll inte utförts.

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

**Blodgruppering, akut, B-****TRANSFUSIONSMEDICIN**  
Provtagningsanvisning

Prov för blodgruppering och BAS-test skall tas vid separata tillfällen, men får i akuta fall tas vid samma tillfälle. Om det är akut och proverna tas vid samma tillfälle så måste en remiss för varje analys användas och ID-kontroll skall utföras för varje analys. Helst ska det vara två olika personer som tar proverna. Kryssa i rutan "Akut beställning".

[Venprovtagning](#)**Provmängd**

Minsta provmängd venprov 4 mL.

Vid kapillär provtagning på vuxen krävs 1 mL blod. Blodgruppen blir giltig i 3 månader då endast erytrocytgruppering utförs.

**Provhantering****Hållbarhet**

Provets ålder vid blodgruppering får vara högst 5 kalenderdygn.  
Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningsstid.

**Förvaring**

Provet kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

[Generell hantering av rör efter provtagning](#)**Svarstid**

Analysen svaras ut inom 45 min från att provet har anlänt till laboratoriet.

[Blodgruppsserologiska tester](#)**Svar/Bedömning**

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.

I akutgruppering ingår **inte** någon antikroppsscreening.

Preliminärt blodgruppsbesked visas i InterInfo fram till dess att svar på fullständig blodgruppering finns.  
Slutgiltigt provsvar visas i InterInfo.

Venösa akutgrupperingar skickas efter analys vidare till Falun för fullständig blodgruppering (ABO,- RhD-gruppering och antikroppsscreening).

**Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)**

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		

**Pappersutskrift**

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

TRANSFUSIONSMEDICIN  
Provtagningsanvisning

---

1	Nytt dokument.
---	----------------