

P-Calcium

Synonymer

Kalcium

NPU01443

Provtagningsmateriel

Rör: Mintgrön propp

Tillsats: Li-heparin med gel

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

Information

Laboratorium

Falun, Avesta och Mora

Ackrediterad

Ja

Utförs akut

Ja

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Referensintervall

Ålder	mmol/L
0-1 v	-
1 v-<6 mån	2,30-2,75
6 v-<1 år	2,45-2,75
1-<18 år	2,32-2,67

Provtagning

[Venprovtagning](#)

Stas bör undvikas, kan ge lätt förhöjda halter.
Vissa gadolinium-innehållande röntgenkontrastmedel kan ge falskt låga calciumresultat. Vänta minst 4 h innan prov för P-Calcium tas.

Vuxna

≥18 år 2,18-2,60

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

KLINISK KEMI
Provtagningsanvisning

Provhantering

Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

Centrifugering

[Centrifugering](#)

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/bedömning

Se referensintervall.

Vid gravt avvikande albuminhalt kan den alternativa metoden S-Calcium, fritt vara av värde.

Medicinskbakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.