

## S-CEA

### Synonymer

Karcinoembryonalt antigen

NPU19719

### Provtagningsmateriel

Rör: Guldgul propp

Tillsats: Koagulationsaktivator, gel

[Länk till information för beställning av  
provtagningsmateriel](#)

### Information

**Laboratorium**  
Falun**Ackrediterad**  
Ja**Utförs akut**  
Nej**Biobanksprov**  
Nej

### Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

### Referensintervall

<b>Ålder</b>	<b>µg/L</b>
<6 mån	Saknas
≥6 mån	<3,8

### Provtagning

För patienter som behandlas med höga biotindoser (&gt;5 mg/dag) bör prov tas tidigast 8 timmar efter senaste dosen.

[Venprovtagning](#)

### Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

### Provhantering

#### Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

#### Centrifugering

[Centrifugering](#)

#### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

---

## Svarstid

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

---

## Svar/Bedömning

Se Referensintervall. Referensintervallet gäller icke rökare.  
För rökare är intervallet något högre (<5,5 µg/L).

---

## Medicinsk bakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

---

## Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
2	Medicinsk bakgrund	Ändrat länkning för metodinformation med tillhörande upplysning.
1		Nytt dokument.

### Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.