

S-CEA

Synonymer

Karcinoembryonalt antigen

NPU19719

Provtagningsmateriel

Rör: Guldgul propp

Tillsats: Koagulationsaktivator, gel

[Länk till information för beställning](#)

Information

Laboratorium
Falun**Ackrediterad**
Ja**Utförs akut**
Nej**Biobanksprov**
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Referensintervall

Ålder	µg/L
<6 mån	Saknas
≥6 mån	<3,8

Provtagning

För patienter som behandlas med höga biotindoser (>5 mg/dag) bör prov tas tidigast 8 timmar efter senaste dosen.

[Venprovtagning](#)

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

Centrifugering

[Centrifugering](#)

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/Bedömning

Se Referensintervall. Referensintervallet gäller icke rökare.
För rökare är intervallet något högre (<5,5 µg/L).

Medicinsk bakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.