

B- Hb

Synonymer

Hemoglobin

NPU28309

Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

Information

Laboratorium

Avesta, Falun, Ludvika och Mora

Ackrediterad

Ja

Utförs akut

Ja

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Referensintervall

Alder	g/L
0 – <7 dygn	140–220
7 dygn – <2 v	135–215
2 v – <1 mån	125–205
1 – <2 mån	115–165
2 – <3 mån	96–130
3 – <6 mån	111–141
6 mån – <8 år	107–134
8 – <12 år	118–148

Provtagning

[Venprovtagning](#)

Kvinnor

12 – <18 år	112–158
≥18 år	117–153

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Män

12 – <18 år	126–170
≥18 år	134–170

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 72 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 72 tim

Centrifugering

Centrifugeras ej.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag

Svar/Bedömning

Se referensintervall.

Medicinsk bakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.