

VRE-screening

Indikation

Misstanke om bärarskap av VRE. Se också [Smittskydd Dalarna - Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier \(MRB\) och jästsvamp.](#)

Provtagningsmateriel

Rör/Pinne:

Feces: Provtagningsset för bakterier, eSwab flytande, platt botten och pinne med flockad topp - rosa propp.

[Länk till information för beställning](#)

Odlingsrör för urin

[Länk till information för beställning](#)



Information

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi Falun

Ackrediterad

Ja

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Odling/PCR](#)

Remissuppgifter

[Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning](#)

Metod

Odling

Provtagning

Provmaterial

Faeces samt eventuellt kateterurin.

Utförande

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.

Kateterurin: Rekommenderad mängd 1 ml

För faeces används skilda provtagningsset för VRE och ESBL.

För kateterurin kan VRE + ESBL + MRSA, beställas på samma rör

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Provhantering

Provet bör skickas så snart som möjligt och förvaras i kyl (2-8gr) i väntan på transport.

Om provet ankommer till laboratoriet >2 dygn efter provtagning kan det ge ett osäkert odlingsresultat.

Transport

Transporteras kylt

Svarstid

Odling utförs dagligen.

Slutsvar lämnas vanligen inom 2 – 4 vardagar.

Svar/bedömning

Växt av/Ingen växt av VRE.

Vid fynd av VRE hos person som inte är känd bärare lämnas telefonsvar.

Metodinformation

[VRE-screening metodinformation](#)

Metoden detekterar med säkerhet endast fenotypisk resistent VRE. VRE med låga MIC-värden för vancomycin trots förekomst av vanA- eller vanB-gen är ovanliga men kan vara svår-detekterade. Vid önskemål om smittspårning kring ett sådant isolat kontakta laboratoriet för diskussion.

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.