

Sortiment Medicinska Behandlingshjälpmedel

Vägledning vid förskrivning av

Andningshjälpmedel:

- Syrgaskoncentrator -
Stationär & Portabel
- Flödesväljare
- Saturationsmätare

Datum 2024-05-06	Diarienummer	I samarbete med
Giltigt t.o.m 2027-05-06	Versionsnummer 1.0	
Godkänt av Anteskog Carina /Hjälpmedel Dalarna /Borlänge		





Innehåll

1	Kontaktuppgifter, Avgifter, Återlämning, Policy.....	5
2	Vägledning vid förskrivning av Syrgasutrustning.....	6
3	Stationära Syrgaskoncentratorer.....	7
3.1	EverFlo Art nr: 389 20	7
3.2	Tillbehör till EverFlo.....	7
3.3	Kröber 4.0 Art nr: 568 24	8
3.4	Kröber O2 Art nr: 382 83	8
3.5	Tillbehör till Kröber 4.0 och Kröber O2.....	8
3.6	Platinum Art nr 403 43 Utgående modell	9
3.7	Tillbehör till Platinum 9	9
3.8	OC-E100 Högflödes Art nr 617 42.....	10
3.9	Tillbehör till OC-E100	10
4	Portabla Syrgaskoncentratorer.....	11
4.1	Inogen One G5, 6 lägen Art nr: 572 44.....	11
4.2	Inogen Rove 6, 6 lägen Art.nr. 605 04.....	11
4.3	Tillbehör till Inogen One G5 / Rove 6.....	11
4.4	SimplyGo Art nr: 455 23	12
4.5	Tillbehör till SimplyGo.....	12
4.6	Inogen One G4 3 lägen Art nr: 534 27.....	13
4.7	Tillbehör till Inogen G4.....	13
4.8	Inogen One G3HF 5 lägen Art nr 495 62	14
4.9	Tillbehör till Inogen One G3.....	14
4.10	SimplyGo Mini Art nr: 509 97 Utgående modell.....	15
4.11	Tillbehör till SimplyGo Mini.....	15
5	Flödesväljare	16
5.1	AGA Micro 4.5 bar O2 Art nr: 403 01 Utgående modell	16
5.2	Mediflow 4.5 bar O2 Art nr 403 02.....	16
5.3	Mediflow 4.5 bar O2 Art nr: 501 76.....	16
5.4	Mediflow 4.5 bar O2 Art nr: 403 00.....	16
	Steg: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,1 5, 25 lpm	16
6	Saturationsmätare.....	17
6.1	Masimo/Bitmos 801+ Art nr: 454 98	17
6.2	Tillbehör till Masimo/Bitmos 801+	17
7	Syrgastillbehör	18
7.1	Näsgrimmor BARN.....	18

7.2	Näsgrimmor VUXNA	18
7.3	Syrgasmask	19
7.4	Väskor och Ryggsäckar.....	19
7.5	Syrgastillbehör ÖVRIGT	19

1 Kontaktuppgifter, Avgifter, Återlämning, Policy

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice Beställning, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 70 Tele Q
APAP/CPAP Bokning service, Beställning masker, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 65 Tele Q
Sömnlaboratoriet Avesta	0226 - 49 61 37
Lungmottagning Falun	023 - 49 25 27
Syrgassköterska Falun Apotek, beställning av Syrgastuber	023 - 49 20 22 0771- 450 450 val 1-3
Respiratorsköterska Falun	023 - 49 28 95

Återlämning av Hjälpmedel

[Frågor och svar om hjälpmedel - Region Dalarna](#)

Kostnadsansvar

Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats.

Förskrivaren betalar, uppföljningsansvarig är kostnadsansvarig. Förskrivaren står för eventuella re ordinationer (flergångs- och flerårsförskrivning) under hela re ordinationsperioden (gäller Ortopedtekniska hjälpmedel och Hårsättning)

Hjälpmedel förskrivna av Läkare- och/eller Logoped är alltid regionens hela ansvar.

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar. Hjälpmedelsavgiften ingår under högkostnadsskyddet.

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget dvs peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift.

Hjälpmedelspolicy, Rehabilitering habilitering och hjälpmedel

[Policy vid förskrivning av hjälpmedel i Dalarna återfinns på denna sida](#)
[Rehabilitering habilitering och hjälpmedel inklusive hantering av kostnader](#)

2 Vägledning vid förskrivning av Syrgasutrustning

<p>Förskrivare:</p> <p>Väg till Lungsektionens sida:</p> <p>Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/ Lung- och allergi mottagning Falun/ syrgasmottagningen. Gäller internt Region Dalarna.</p>	<p>Läkare inom Lungmedicin vid Lungsektionen Falun/ Mora. Läkare vid Barnkliniken Falun/ Läkare vid palliativt team – i samarbete med Lungsektionen, Distriktsläkare – i samarbete med Lungsektionen</p>
<p>Kriterier:</p>	<p>Brukare med kronisk respiratorisk insufficiens, Hortons huvudvärk samt Bronkopulmonell dysplasi. Palliativ vård i hemmet.</p>
<p>Mål med hjälpmedlet:</p>	<p>Förbättrad syresättning.</p>
<p>Utprovningens rutiner</p>	<p>Länk till Lungsektionens sida: Se ovan.</p> <p>Syrgaskoncentratorer, regulatorer, transportanordningar och bärbar utrustning utlämnas från Dalarnas Hjälpmedelscenter alt lungmedicinsk mottagning eller barnkliniken. Syrgasflaskor och sparventil expedieras via apotek och levereras enligt avtal med Apoteksbolaget.</p> <p>Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av samhällsägt Hjälpmedel.</p>
<p>Uppföljning:</p>	<p>Länk till Lungsektionens sida: Se ovan.</p>
<p>Brukarens ansvar:</p>	<p>Enligt förskrivarens råd & Leverantörens bruksanvisning. Brukaren beställer själv förbrukningsmaterial på Dalarnas Hjälpmedelscenter.</p> <p>T.ex. Syrgasgrimmor</p> <p>Brukaren betalar Hjälpmedelsavgift</p>
<p>DHC:s ansvar:</p>	<p>Förebyggande samt avhjälpande underhåll av koncentratorer och regulatorer.</p>
<p>Kostnadsansvar:</p>	<p>Förskrivande enhet</p>
<p>Kommentar:</p>	<p>Syrgaspärmen Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/ Lung och allergi mottagning Falun/ syrgasmottagningen. Gäller internt Region Dalarna.</p>

3 Stationära Syrgaskoncentratorer

3.1 EverFlo Art nr: 389 20


Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>



UPPHANDLAD

Inställbart flöde 1 - 5 l/min

3.2 Tillbehör till EverFlo

		Artikelnummer
	Yttre dammfilter (Tvättas i ljummet vatten 1 ggr/v. Växelsvis användning med utbytesfilter)	399 99

3.3 Kröber 4.0 Art nr: 568 24

Leverantör: Aspira Medical AB www.aspira.se



UPPHANDLAD

Digital inställning.

Inställbart flöde: 0,2 – 5 l/min

Denna koncentrator ska i första hand användas till barn eller brukare som förskrivs låga flöden (under 1 l/min) och till brukare som ska växla mellan olika flöden.


3.4 Kröber O2 Art nr: 382 83

Digital inställning.

Inställbart flöde 0,1 - 6 l/min

GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

3.5 Tillbehör till Kröber 4.0 och Kröber O2

		Artikelnummer
	Yttre dammfilter 5-pack (levereras med 6 filter) beställning 1 st 5-pack. Bytes 1 gång/mån.	384 24

3.6 Platinum Art nr 403 43 **Utgående modell**

Leverantör: Invacare www.invacare.se




GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Inställbart flöde 1 – 9 l/min

Anpassad för brukare med högt syrgasbehov

3.7 Tillbehör till Platinum 9

		Artikelnummer
	Yttre dammfilter 2st/fp (Tvättas i ljummet vatten 1 ggr/v. Växelsvis användning med utbytesfilter.)	408 10

3.8 OC-E100 Höglödes Art nr 617 42

Leverantör: GCE Norden AB

[Koncentratorer - GCE Group Sweden Region](#)




GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Inställbart flöde 1 – 10 l/min

Anpassad för brukare med högt syrgasbehov

3.9 Tillbehör till OC-E100

		Artikelnummer
<p>Luftfilter (Bakom skyddskåpan)</p> 	<p>Yttre dammfilter 2st/fp (Tvättas i ljummet vatten 1 ggr/v. Växelsvis användning med utbytesfilter.)</p>	<p>620 57</p>

4 Portabla Syrgaskoncentratorer

4.1 Inogen One G5, 6 lägen Art nr: 572 44

4.2 Inogen Rove 6, 6 lägen Art.nr. 605 04






 Leverantör: Linde Gas AB www.linde-gas.se


UPPHANDLAD

Stora batteriet ger upp till 13 timmars drifttid på läge 1.

Levereras med komplett tillbehörs väska med Batteri 16-cell, Nätadapter, 12V kabel, Väska inkl. bärrem och axelrem

4.3 Tillbehör till Inogen One G5 / Rove 6

		Artikelnummer
	Batteri 16-cell	572 45
	Nätadapter/AC-kabel	542 12
	12V Kabel	473 40
	Väska inkl bärrem	582 30
	Ryggsäck	582 31

4.4 SimplyGo Art nr: 455 23

Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>





UPPHANDLAD

Pulsat flöde: 1 – 6, i steg om 0,5

Inställbart kontinuerligt flöde: 0,5 – 2 l/min, i steg om 0,5

Batteritid

 Puls 2*	3 hr
 Kontinuerligt flöde 2 LPM	54 min

Laddningstid 2-3 h per batteri för full laddning

Levereras med komplett tillbehörsväska med Batteri, Nätadapter, 12V kabel, Dragvagn, Bärväska inkl. bärrem

4.5 Tillbehör till SimplyGo

		Artikelnummer
	Tillbehörsväska	455 20
	Nätadapter	455 16
	Bärväska	455 18
	12V kabel	455 19
	Laddare extern	455 22
	Dragvagn	

4.6 Inogen One G4 3 lägen Art nr: 534 27

Leverantör: Linde Gas AB www.linde-gas.se








GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Pulsat flöde 1 – 3

Stora batteriet ger upp till 5 timmars drifttid på läge 1

Levereras med komplett tillbehörs väska med Batteri, Nätadapter, 12V kabel, Väska inkl. axelrem

4.7 Tillbehör till Inogen G4

		Artikelnummer
	Batteri 8-cell	534 28
	Nätadapter/AC-kabel	542 12
	12V Kabel	473 40
	Väska inkl. bärrem	542 13
	Ryggsäck	539 42

4.8 Inogen One G3HF 5 lägen Art nr 495 62

Leverantör: Linde Gas AB www.linde-gas.se



GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Stora batteriet ger upp till 9 timmars drifttid på läge 1

Levereras komplett i väska med Standard batteri, Nätadapter, 12V kabel, Bruksanvisning, Väska inkl. bärrem och axelrem

[Bruksanvisning:](#)

4.9 Tillbehör till Inogen One G3

		Artikelnummer
Bild saknas	Batteri Stort (16-cell)	473 34
Bild saknas	Batteri Litet (8-cell)	473 35
Bild saknas	Ryggsäck G3	473 37
Bild saknas	Väska G3	473 38

4.10 SimplyGo Mini Art nr: 509 97 **Utgående modell**

 Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>


GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Pulsat flöde: 1 – 5, i steg om 1

Bärbar koncentrator, komplett med batteri, laddare 12v/kabel/adapter och väska.

Levereras med komplett tillbehörsväska med Batteri, Nätadapter, 12V kabel, Bärväska inkl. bärrem

Batteritid ca/h:

<u>Inställning:</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Standard:	3,5	3	2,5	2	1,5
Stort:	7	6	5	4	3

4.11 Tillbehör till SimplyGo Mini

		Artikelnummer
Bild saknas	Batteri Standard 2,3 kg	514 54
Bild saknas	Batteri Stort 2,7 kg	517 25
Bild saknas	Väska inkl. bärrem	518 55
Bild saknas	Tillbehörsväska	517 28
Bild saknas	Nätkabel 230 V	517 26
Bild saknas	Kabel 12 V	517 27
Bild saknas	Extern batteriladdare	517 30

5 Flödesväljare

5.1 AGA Micro 4.5 bar O2 Art nr: 403 01 **Utgående modell**



GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

0,02 – 3 lpm

Steg: 0.02,0.03,0.05,0.08,0.12,0.20,0.30,0.50,0.75,1.0,3.0 lpm

5.2 Mediflow 4.5 bar O2 Art nr 403 02



GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

0.01 – 2 lpm Med snabbkoppling

Steg: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 lpm

5.3 Mediflow 4.5 bar O2 Art nr: 501 76

Bild, lika som 5.2 ovan

GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

0.25 - 6 lpm Med snabbkoppling

Steg: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 lpm

5.4 Mediflow 4.5 bar O2 Art nr: 403 00

Bild, lika som 5.2 ovan

GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

1 - 25 lpm Med snabbkoppling

Steg: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,1 5, 25 lpm

**Syrgastuber skrivs ut av läkare på recept, skickas och hämtas av apoteket
Beställs på nummer: 0771 – 450 450**

6 Saturationsmätare

6.1 Masimo/Bitmos 801+ Art nr: 454 98

Leverantör: Infiniti www.infiniti.se



GENERELL PRISLISTA

Mäter SpO₂, Puls, PI (Perfusionsindex) SQ (signalkvalité)

Uppladdningsbart batteri med 22 timmars drifttid

6.2 Tillbehör till Masimo/Bitmos 801+








		Artikelnummer
	Masimo Foamwraps till YI Sensor 1544 el 2258	388 47
	Enpatientsensor Masimo RD SET inf-L Vikt 3 – 20 kg	506 62
	Enpatientsensor Masimo RD SET inf-L Vikt 3 – 6 kg	506 63
	Ersättningstejp Masimo RD SET Neo Vikt < 3kg eller > 40kg, till sensor 4003	506 64
	Ersättningstejp Masimo RD SET Inf-L Vikt 3 – 20kg	507 09
	Mellankabel Masimo RD Set MD14-05 Längd 1,5m OBS! Passar endast apparater med vit/grå kontakt.	506 65
	Fingersensor Masimo RD SET DCI vuxen Vikt > 30kg	507 81

Bild saknas	Fingersensor Masimo RD SET DCI barn 10 – 50kg	Vikt 507 82
	Bärväska Bitmos 801+	428 39
	Nätadapter Bitmos 801+	471 59

7 Syrgastillbehör

7.1 Näsgrimmor BARN

	Artikelnummer
Salter Lab 1615	114 80
Salter Lab 1601 Spädbarn	123 66
Salter Lab 1602 (Har korta "näsprongar" fungerar upp till 6 lpm)	122 90
Barn Neo 0-3 mån intersurgical 1164002	536 88
Barn 3 – 12 mån intersurgical 1164000	536 87
Barn > 1år intersurgical 1163000	536 86

7.2 Näsgrimmor VUXNA

	Artikelnummer
Hudson 1104 böjd cylindrisk konisk vid, d=6mm, c/c=15, platta halvrund	110 97
Salter Lab 1600 böjd cylindrisk, d=4,5mm, c/c=16mm, ej platta	129 64
Salter Lab 4808 Dubbel för t.ex. Helios (flytande)	195 64
Salter Lab 1616, böjd cylindrisk d=3mm, c/c=15mm, ej platta <3 lpm	224 11
Salter Lab 1600 Q grov, för höga flöden, max 8 lpm	224 12
Salter Lab 1600-1 Kort slang 0,3 m	341 04
Intersurgical 1169 kort slang 0,5 m	338 45
Intersurgical 1165000 böjd cylindrisk, d 4 mm, c/c=16mm, platta rektangulär	354 87
Salter Lab E1600HF böjd, mjuk, för höga flöden 15 lpm 2,1m	425 73
Salter Lab 16 SOFT-1 (något mjukare i materialet) 0,6 lpm 0,3 m	611 04
Salter Lab 16 SOFT-7 (något mjukare i materialet) 0,6 lpm 2,1 m	470 24

7.3 Syrgasmask

	Artikelnummer
Oxymask Small 3-10 år 15-32 kg	606 63
Oxymask Medium	536 89
Oxymask Large	537 61

7.4 Väskor och Ryggsäckar

	Artikelnummer
Väska för LIV Mini 2L AGA	403 03
Ryggsäck Carryox för LIV Mini 1,1	442 90

7.5 Syrgastillbehör ÖVRIGT

	Artikelnummer
Grön slang (max 15 m till en stationär koncentrator)	119 07
Skarvrör 4-4 mm	246 51
Skarvrör 4-7mm	246 52
Varningsskylt tryckkärl	336 97
Svivelkoppling för syrgas	608 79
Öronskydd Salter Labs E 1016 GRÅ	365 71