

Titel

**B-CRP**

Version

1.0

1.1

Arkiv:QLDKKrekKK

Datum

2002-04-02

2006-10-18

Dokumenttyp

**REKOMMENDATION**

Utfärdare

Göran Schedvin

Frank Niklasson

Dokumentidentitet

**LmRrek KK**

Godkänd

Malin André

Malin André

---

## B-CRP

### BESLUT

Vid patientnära analys av B-CRP i primärvården **ska** Orion QuikRead användas.

### BAKGRUND

CRP är ett akutfasprotein som ökar vid vävnadsskada orsakad av t ex infektioner eller inflammation. CRP stiger både vid bakteriella och virala infektioner (ffa adenovirus och influensa).

### LmR:s BEDÖMNINGSKRITERIER

#### PATIENTPERSPEKTIV

Snabbt och pålitligt svar i samband med läkarbesöket.

#### MEDICINSKT PERSPEKTIV

Hjälp i differentialdiagnostik av urininfektioner och nedre luftvägsinfektioner.

Stegrade CRP-nivåer stöder diagnoserna pyelonefrit (CRP > 20-40 mg/L) respektive pneumokockpneumoni (CRP >100 mg/L)

Vid övre luftvägsinfektioner är värdet av CRP litet.

CRP-stegring utvecklas under första dygnet efter sjukdomsdebut.

#### LABORATORIEPERSPEKTIV

QuikRead-metodens mätvärden motsvarar kem labs kvantitativa metod.

#### EKONOMISKT PERSPEKTIV

Analysen bör endast utföras vid riktad frågeställning.

### TILLHÖRANDE DOKUMENT

Loggbok innehåller metodbeskrivning, handhavandeinstruktion och dokument för kvalitetssäkring.