

BESLUT

Patientnära analys av D-dimer **ska inte** utföras i vården.

BAKGRUND

Venösa trombosor byggs upp av bl a fibrin där D-dimer är en nedbrytningsprodukt i fibrinolysen.

LABORATORIEMEDICINSKA RÅDETS BEDÖMNINGSKRITERIER

Patientperspektiv

Rätt diagnos och behandling är viktigare än snabb handläggning

Medicinskt perspektiv

Djup ventrombos/lungemboli kan vara livshotande, samtidigt kan behandlingen också vara förenad med komplikationer.

Feldiagnoser måste alltså minimeras.

D-dimer-analys kan användas för att utesluta djup ventrombos.

Med rätt handläggning kan D-dimer-analys användas i

primärvården trots att analysen utförs på centrallaboratorium.

Laboratorieperspektiv

Fibrinökning förekommer vid varje form av inflammatorisk process och vid fysisk ansträngning. Beslutsgränser för kroniskt sjuka och äldre saknas.

Ekonomiskt perspektiv

De patientnära analysmetoder för D-dimer som uppvisar god kvalitet är mycket kostsamma.

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Dokumentet granskat Mikael Fransén DL
av

DOKUMENTHISTORIK

Förändring i aktuell
utgåva

Kommentar

Sida

Rubrik

Förändring