

Beställare:
Användarnamn/Webbesam:
Tel:Personnr:
Namn:
Adress:Kundnummer:
Kontaktperson vid lev:

Tel:

Vid beställning av hemsjukvårdssäng så kommer grindarna att vara plomberade efter beslut i Medlemsrådet. Detta för att förhindra att de dras upp utan ett aktivt beslut om det. Som förskrivare har du också rätt att ta bort plomberingen om behovet förändras, viktigt att dokumentera det i så fall.

Säng Scanbed 755 ver1

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 42422 | Scanbed 755 90x200 | Komplett med sänglyft, gavlar Sanne, integrerade grindar Britt III och C-broms. |
| <input type="checkbox"/> | 44252 | Scanbed 755 105x200 | |
| <input type="checkbox"/> | 44420 | Scanbed 755 120x200 | |

Säng Scanbed 755 ver2

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 45111 | Scanbed 755 90x200 | Komplett med sänglyft, gavlar Susanne, integrerade grindar Britt V och C-broms. |
| <input type="checkbox"/> | 45142 | Scanbed 755 105x200 | |
| <input type="checkbox"/> | 45143 | Scanbed 755 120x200 | |

Säng Scanbed 755 ver3

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 60000 | Scanbed 755 90x200 | Komplett med sänglyft, gavlar Susanne, integrerade grindar Britt V och C-broms. |
| <input type="checkbox"/> | 60535 | Scanbed 755 105x200 | |
| <input type="checkbox"/> | 60536 | Scanbed 755 120x200 | |

Madrass

- | | | |
|--------------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | 53409 | Madrass 90x200x11 (Madrass Solatium 35kg/m ³ med bomullsöverdrag) |
| <input type="checkbox"/> | 53411 | Madrass 105x200x11 (Madrass Solatium 35kg/m ³ med bomullsöverdrag) |
| <input type="checkbox"/> | 53412 | Madrass 120x200x11 (Madrass Solatium 35kg/m ³ med bomullsöverdrag) |

Tillbehör:

- | | | |
|--------------------------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | 36855 | st Stödhandtag H40 B30 |
| <input type="checkbox"/> | 36849 | Lyftbåge ; Kan användas för att underlätta vård och förflyttning i säng. Ställbar i höjd- och längdled. |
| <input type="checkbox"/> | 44154 | Sit-up stöd ; används som hjälp för att komma upp helt i sittande samt som extra hjälp att komma ur sängen. Kan monteras på hö/vä sida i fotänden |
| <input type="checkbox"/> | 44262 | Uppresningsstöd ; används som eget stöd vid förflyttning till/från säng, till/från rullstol/ rollator eller till stående. Passar i sängbottens lyftbågshylsor på hö/vä sida |
| <input type="checkbox"/> | 47533 | Adapterhylsa Scanbed för uppresningsstöd |
| <input type="checkbox"/> | 43325 | st Förhöjningsribba till grind Britt III/V + 15cm Scanbed 755 ver1 |
| <input type="checkbox"/> | 43273 | st Förhöjningsribba till grind Line +16cm |
| <input type="checkbox"/> | 40684 | Förlängningsbar integrerad grind Line t 220 , passar gavel Susanne |
| <input type="checkbox"/> | 40683 | Gavel Susanne b90 (behövs när grind ska monteras på Scanbed 755 ver1) |
| <input type="checkbox"/> | 37302 | Lågbyggnadssats Scanbed 750/755 75mm hjul, ej centralbroms. OBS i fall hjullyft ska användas |

Beskriv miljön där sängen ska levereras:

Hur ser entrén ut? Yttertrappans höjd, ca

Finns hiss? Om ja, hur stor är den?