

BASFÖRRÅD SLUTENVÅRDEN – hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Listan är ett förslag för användning av **hjälpmedel för urinblåsa/tarm** på avdelning.

Förrådet kan förändras utifrån avdelningens behov inom upphandlat sortiment. (Uppdaterade priser fr.o.m. 2025-07-01)

Behov av hjälpmedel överrapporterar för uppföljning efter utskrivning.

ABSORBERANDE HJÄLPMEDEL

Produktnamn inklusive storlek		Praktisk absorption	Höftmått/ längd/bredd	Pris kr/st	Tips & Råd
INKONTINENSSKYDD MED TEJPFIXERING, för fixering i underbyxa					Hjälpmedel för urinblåsa/tarm kan förskrivas efter utredning och utprovning utifrån patientens behov. Se www.regiondalarna.se/inkontinens
Attends For Men 1	39 ml	18x18,6(utvikt)cm	1,95		
ABENA Man Formula 1, Premium	177 ml	29x23 cm	1,26		
Attends Soft 0 Micro	25 ml	17,5x6 cm	0,41		
Attends Soft 1 Mini Long	84 ml	10x22 cm	0,59		
Attends Soft 3 Extra	165 ml	11x33 cm	0,88		
ABENA Light Super 4	299 ml	42x20 cm	1,26	Inkontinensskydd för fixering i väl åtsittande underbyxa/fixeringsbyxa används i första hand.	
INKONTINENSSKYDD FÖR VUXNA UTAN TEJPFIXERING, fixeras med fixeringsbyxa					Börja med ett litet skydd och öka i storlek/absorption vid behov.
TENA Comfort Normal	376 ml	52 x22 cm	1,59		
TENA Comfort Plus Compact	544 ml	52 x22 cm	1,67		
Attends Contours Air Comfort 8	707 ml	36X63 cm	2,53		
Attends Contours Air Comfort 10	967 ml	41X65,5 cm	3,27	Observera att varje lager mellan hud och dyna/madrass ökar risken för trycksår...	
FIXERINGSBYXA MED BEN, UNISEX, flergångs, ca 25 tvättar					
Sanifix Standard med ben, S		70-100 cm	2,75		
Sanifix Standard med ben, M		80-110 cm	2,89		
Sanifix Standard med ben, L		90-120 cm	2,99		
Sanifix Standard med ben, XL		100-130 cm	3,09		
Sanifix standard med ben, XXL		115-150 cm	3,19	Till patienter som har hjälpmedel för urinblåsa/tarm vid utskrivning: Nikola Broschyr Patientinformation Hjälpmedel urinblåsa-tarm	
Sanifix standard med ben, XXXL		120-160 cm	3,19		
TENA Fix Bariatric 4XL		140-200 cm	6,39		
INKONTINENSSKYDD, ALLT-I-ETT, DUBBLA FÄSTPUNKTER PER SIDA					Kontrollera höftmått för val av storlek, fixering ingår i skyddets utformning. (Allt-i-ett-byxskydd bör inte medfölja patienten hem från avdelningen, behovet bedöms i hemmiljö).
ABENA Slip S2, Premium	570 ml	60-85 cm	3,64		
ABENA Slip M0, Premium	547 ml	70-110 cm	3,91		
ABENA Slip L0, Premium	751 ml	100-150 cm	4,54		
ABENA Slip XL2, Premium	1156 ml	110-170 cm	5,28	Avsedda för användning vid stora urin-/avföringsläckage – se också över val/fixering av kroppsbytet skydd	
HYGIENUNDERLÄGG MED SUPERABSORBENT, ENGÅNGS					
Attends Cover Dri Plus 40x60			0,94		
Attends Cover Dri Plus 60x90			1,69		
UROLOGI – Katetrar med tillbehör, urindroppssamlare					
Produktnamn inklusive storlek				Pris kr/st	Tips & råd
TAPPNINGSKATETER, HYDROFIL, UTAN VÄTSKA					Ur Vårdhandboken (250530): På sjukhus och institutioner rekommenderas färdigberedd kateter eller sterilt vatten alternativt natriumklorid på grund av risken för spridning av bakterieflora från handfat och kranar.
LoFric Nelaton 20cm Ch12				9,49	
LoFric Nelaton 20cm Ch14				9,49	
LoFric Nelaton 40cm Ch12				9,49	
LoFric Nelaton 40cm Ch14				9,49	
TAPPNINGSKATETER, HYDROFIL, MED VÄTSKA, VIKBAR MODELL					Vid självkateterisering i hemmet kan kranvatten användas för att blöta en hydrofil kateter utan bifogad vätska. Blötlägg minst 30 sek.
LoFric Primo Nelaton 20cm Ch12				10,75	
LoFric Primo Nelaton 20cm Ch14				10,75	
LoFric Primo Nelaton 40cm Ch12				10,75	
LoFric Primo Nelaton 40cm Ch14				10,75	
LoFric Primo Tiemann 40cm Ch14*				11,50	
*Specialistprodukt, särskild kompetens behövs					

BASFÖRRÅD SLUTENVÅRDEN – hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Listan är ett förslag för användning av **hjälpmedel för urinblåsa/tarm** på avdelning.

Förrådet kan förändras utifrån avdelningens behov inom upphandlat sortiment. (Uppdaterade priser fr.o.m. 2025-07-01)

Behov av hjälpmedel överrapporteras för uppföljning efter utskrivning.

Produktnamn inklusive storlek	Pris kr/st	Tips & råd
FOLEYKATETER MED NELATONSPETS, SILIKON, TVÅVÄGS, KUFF 10ML, FÖRFYLLED GLYCERINSPRUTA, 5-PACK		Ur Vårdhandboken (250530): Kateterisering av urinblåsa - Vårdhandboken Se Det gyllene året - Region Dalarna – en gemensam insats för att minska urinvägsinfektioner och onödig antibiotikaanvändning. patientinformation-kad.pdf
Unoquip Nel helsilikon, med glycerinspruta 40 cm, Ch12 och Ch14	18,65	
AquaFlate Nel med glycerinspruta 41cm, Ch12 och 14	22,40	
FOLEYKATETER MED NELATONSPETS, LATEX HYDROGELBELAGD, TVÅVÄGS, KUFF 10ML		
Sympacath Nel 40cm Ch12	14,61	
Sympacath Nel 40cm Ch14	14,61	
Sympacath Nel 40cm Ch16	14,61	
FOLEYKATETER MED NELATONSPETS, LATEX SILIKONBELAGD, TVÅVÄGS, KUFF 10ML		
Bardia Nel 2v 10cm Ch12	13,06	
Bardia Nel 2v 10cm Ch14	13,06	
Bardia Nel 2v 10cm Ch16	13,06	
KATETERVENTIL		
Teleflex/Rüsch kateterventil	8,65	
KATETERFIXERING		
Tube Flexi Fixeringsplatta, 103x37 mm	5,90	
URINDROPPSAMLARE STANDARD MODELL, SJÄLVHÄFTANDE		Finns i olika längd och omkrets. Följ leverantörens instruktioner för utprovning och användning.
Conveen Security+ Standard längd 82 mm, diam 21-40 mm, omkrets 70 till 125 mm	11,20	
URINUPPSAMLINGSPÅSE, FAST KONNEKTOR, TÖMBAR		Ur Vårdhandboken (250530): Användning av urinuppsamlingspåse för slutet system minskar eller fördröjer uppkomsten av bakteriuri hos patienter med KAD. I ett slutet system töms påsen via bottenventilen på påsen (i toalett eller i urinflaska). För uppegående patient används påse med kort slang. Nattetid kan denna öppnas och kopplas till en större påse med längre slang som placeras under urinblåsans nivå. Tömningsbar påse byts med cirka 1 veckas intervall samt vid behov. Se också tillverkarens anvisning. I ett halvöppet system går urinuppsamlingspåsen inte att tömma utan byts när den är fylld. När en urinuppsamlingspåse används ska den fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot blåsbotten undviks.
Conveen Security+ fast konnektor 6cm 500ml	9,90	
Conveen Security+ fast konnektor 30cm 750ml	9,90	
Conveen Security+ fast konnektor 50cm 750ml	9,90	
AST urinuppsamlingspåse, sängmodell, 110cm 2000ml	3,33	
URINUPPSAMLINGSPÅSE, FAST KONNEKTOR, TÖMBAR, MED PROVTAGNINGSENTIL		
AST N/A, provtagningsventil, sängmodell, 120cm 2000ml	6,92	
URINUPPSAMLINGSPÅSE, FAST KONNEKTOR, EJ TÖMBAR		
Qufora urinuppsamlingspåse, 110cm 1500ml	3,39	
FIXERINGSBAND FÖR URINPÅSE BENMODELL		
Conveen Security+ fixeringsband kardborrband (i par) 25mm x 420mm, 25mm x 720mm	20,50	
Conveen Fixeringsband med knappar (i par) 25mm x 600mm, 35mm x 600mm	18,00	
KROPPSBUREN FIXERING FÖR URINPÅSE, VIKMODELL FÖR BEN		
UroStretch för benpåsar, storlek S, gul	15,71	
UroStretch för benpåsar, storlek M, blå	19,46	
UroStretch för benpåsar, storlek L, brun	22,49	
URINUPPSAMLINGSKÄRL		
Saniline urinflaska med lock, för män	24,18	
Urinflaska, för kvinna	19,45	

Framtagen av referensgrupp Kontinens – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm, Dalarnas Hjälpmedelscenter.

Vid frågor/synpunkter – kontakta kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se