

Asparaginas enzym aktivitet

Synonymer

Peg/Asp/Erwinase aktivitet

Utförande laboratorium

Born og Unge Forskning, Aarhus Universitets Hospital

Adress

Aarhus Universitets Hospital
ATT: Jane Knudsen
Born og Unge Forskning
Indgang G8-krydspunkt G211
Palle Juul - Jensens Boulevard
8200 Aarhus N. Danmark

Provtagningsanvisning och beställning

Se anvisning på remissen

Kommentar

Studieprov

Intern information för laboratoriet

Adress övrig
Analytiskod ASPENZYM

Kommentar

Centrifugera och håll av provet i kryrorör enligt anvisning på remissen.
Förvaras i rumstemperatur

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
3		
2		
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.