

Humant immunbristvirus (HIV) screening, S-

Synonymer

HIV screening, HIV 1/ 2 antikroppar och p24-antigen test

Indikation

- Sällningstest för blod- och plasmagivare och donatorer vid IVF samt blivande ammor.
- Screening av gravida.
- Utredning vid leverpåverkan.
- Misstanke om blodsmitta.
- Misstanke om överföring mor-barn eller sexuellt.
- Missbrukare och vid uppföljning av stickskada.

HIV-infektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Provtagningsmateriel

Rör: Guldgul propp med gel, utan tillsats

[Länk till information för beställning](#)



För barn:

[Länk till provvolym barnprover](#)

Information

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi Falun

Ackrediterad

Ja

Biobanksprov

Ja

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Serologi/Immunologi](#)

Remissuppgifter

Om patienten önskar vara anonym kan provet kodus.

[Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning](#)

Metod

Antigen- och antikroppspåvisning

Provtagning

Provmaterial

Serum

Utförande

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

[Venprovtagning](#)

Provmängd

Röret skall fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Minsta provmängd venprov 1 mL.
Minsta provmängd i mikrorör 800 µL.

Provhantering

Hållbarhet

Serum i rumstemperatur (15-30 °C): 3 dygn
Serum i 2-8 °C: 14 dygn

Centrifugering

[Generell hantering av rör efter provtagning](#)

Förvaring

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid

Utförs vardagar

Svar/bedömning

Positiv/Negativ

Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

NPU-kod: Se Metodinformation

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

| Utgåva | Rubrik | Förändring |
|--------|--------|----------------|
| 3 | | |
| 2 | | |
| 1 | | Nytt dokument. |

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.