

P-NT-proBNP

Synonymer

N-terminal-pro-brain natriuretisk peptid

NPU21571

Provtagningsmateriel

Rör: Mintgrön propp

Tillsats: Li-heparin med gel

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)

Information

Laboratorium

Avesta, Falun och Mora

Ackrediterad

Ja

Utförs akut

Ja

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#)

Provtagning

[Venprovtagning](#)

Provmängd

Röret ska fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 3 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 3 tim

Centrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

Centrifugerat och avhållt i rumstemperatur: 3 dygn

Centrifugerat och avhållt i kyla (2 – 8 °C): 4 dygn

Centrifugerat och avhållt i frys (-20 °C): 1 år (frys bara en gång)

Centrifugering

[Centrifugering](#)

Referensintervall

Ålder	ng/L
0 – <3 dygn	<13200
3 – <11 dygn	<6500
11 – <31 dygn	Saknas
1 mån – <1 år	<1000
1 år – <2 år	<680
2 – <6 år	<330
6 – <15 år	<240
15 – <18 år	<200

Referensintervallen för barn är något osäkra och varierar i olika studier. Tolkning utifrån dessa gränser bör göras med viss försiktighet.

För beslutsgränser
Vuxna, se
Svar/Bedömning

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/Bedömning

Beslutsgränser

Vuxna ≥ 18 år

Rule-out:

Akut hjärtsvikt: < 300 ng/L

Kronisk hjärtsvikt: < 125 ng/L

Rule-in:

Akut hjärtsvikt

< 50 år: > 450 ng/L

$50 - 75$ år: > 900 ng/L

> 75 år: > 1800 ng/L

Medicinsk bakgrund/Methodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.