

S-Proteinfraktioner

Synonymer

Elektrofores, elfores

SWE05390

Provtagningsmateriel

Rör: Guldgul propp**Tillsats:** Gel[Länk till information för beställning](#)

Information

Laboratorium
Falun**Ackrediterad**
Nej**Utförs akut**
Nej**Biobanksprov**
Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss [Protein](#)

Referensintervall

Se Svar/Bedömning

Provtagning

[Venprovtagning](#)Vid frågeställning M-komponent bör [U-Proteinfraktioner](#) beställas.

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Provhantering

Hållbarhet

[Generell hantering av blodprover efter provtagning](#)

Centrifugering

[Centrifugering](#)

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Inom en vecka.

Svar/Bedömning

Medicinsk bedömning av proteinfraktioner ingår i analysen samt S-Albumin, S-alfa-1-Antitrypsin, S-CRP, S-Haptoglobin, S-IgA, S-IgG, S-IgM och S-Orosomukoid.

Referensintervall för separata proteiner som ingår i S-Proteinfraktioner anges under respektive analys.

Det utförs även elektrofores på serum för visuell bedömning av M-komponenter.

Medicinsk bakgrund/Methodinformation

[Länk till metodinformation](#)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
1		Nytt dokument.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.